

EDK-300群隆贵金属检测仪

产品名称	EDK-300群隆贵金属检测仪
公司名称	昆山市花桥镇明朗仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:明朗 型号:EDK-300
公司地址	中国江苏省昆山市花桥镇花安路183号赛格电子市场3E03
联系电话	86-0512-55182938 18912696036 15371476511

产品详情

贵金属检测仪edk-300

edk-300是目前国内同类产品中最具有性价比的黄金检测仪。

贵金属检测仪edk-300利用阿基米得原理及相关国家标准用密度的方式来计算出黄金纯度的百份比及k值，以及铂金的pt值; 贵金属检测仪edk-300可以用来分析合金的主要成份的比值。并可以输入纯水的温度系数及液体的密度值，保证测试的准确性。

edk - 300主要适用于贵金属加工、研究行业，合金研究机构及首饰店、银行及当铺等等。

贵金属检测仪edk-300

贵金属检测仪edk-300对22k（密度在17.6g/cm³）以上的黄金做百分比含量的测量。贵金属检测仪edk-300是根据测量出的密度值与纯金的密度（19.32g/cm³）的比值。这一测试只针对于纯金的测试，k金的测试不在这一个模式之中;

贵金属检测仪edk-300在对k金测试中有三种模式：k-1（金+铜+银合金的黄金k值）；k-2（金+铜合金的黄金k值）；k-3（金+银合金的黄金k值）

贵金属检测仪edk-300对铂金测量，有两种模式：p-1 铂+镍的合金值；p-2 铂+钯的合金值；

贵金属检测仪edk-300一机多用，还可以作为一般天平，直接测量物品质量。

贵金属检测仪edk-300的技术参数：

型号	edk-300
读数范围(g)	0.01-320
测量范围(g)	5-320
密度值(g/cm ³)	0.001
纯金成色值	0.01%
k值	0.1k
pt值	1pt
体积值(cm ³)	0.001
百分比(%)值	0.01
重复性(g)	0.01
线性误差(g)	± 0.01
电源	ac220v-5hz,dc9v 500ma
净重	1.8kg

注：不能测试镶有宝石、空心的样品。若黄金中含有钨等金属会导致测量误差。

本产品的加工定制是是，品牌是明朗，型号是EDK-300，类型是电子比重计，测量精度是1，测量范围是300