

## 711111060000 5-50 μl单道手动可调移液器

产品名称	711111060000 5-50 μl单道手动可调移液器
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:NanBei 型号:711111060000
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

### 产品详情

供应全消毒手动可调式移液器、全消毒手动固定式移液器、大容量电动移液器、连续分配器、电动移液器、大容量手动移液器、进口过滤器、电动大容量电源充电器、连续分配移液器、移液器吸头、移液器支架、圆形移液器支架、联动移液器、瓶口分液器、单道手动可调移液器、手动固定移液器厂家直销（价格优惠）——郑州南北仪器设备有限公司（郑州南北集团）

toppette

手动(可调式&固定式)移液器

每只移液器在出厂前都按照iso8655的要求做了出厂检测和校准，所宣称的不准确度和不精确度均优于iso8655的规定标准。移液器在使用过程中因多种原因会造成偏差，定期校准是保证其准确性的重要手段。

单道移液器特点 -轻便且设计符合人机工效学

-数字视窗，令所设定量程一目了然

-量程范围广，0.1 μl至10ml -使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修

-精确的分液，每支移液器都遵照en/iso8655标准进行校准 -下半支可高温高压消毒

多道移液器还具有如下创新特点 -管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力

-各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板 -液头可360度旋转，方便移液

-每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷 -特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况

## 校准

每只移液器在出厂前都按照iso8655的要求做了出厂检测和校准，所宣称的不准确度和不精确度均优于

iso8655的规定标准。移液器在使用过程中因多种原因会造成偏差，定期校准是保证其准确性的重要手段。通过其网站提供免费在线校准支持，通过我们的在线校准软件，即可执行操作简单、计算准确、及时的校准工作，无需任何费用，而且避免了非专业操作造成的校准误差。我们在校准指导中列明了校准所需的必要条件和标准流程，请遵照其步骤操作，以保证校准的准确实行。

## 订货信息

toppette单道手动可调移液器						
货号	量程	增量	测量体积 ( μl)	允许最大系统误差 (不精确度)		允许量 (不精确度)
				%	μl	
711111010000	0.1-2.5 μl	0.05 μl	2.5	2.50%	0.0625	2.00%
			1.25	3.00%	0.0375	3.00%
			0.25	12.00%	0.03	6.00%

711111040000	0.5-10 $\mu$ l	0.1 $\mu$ l	10	1.00%	0.1	0.80%
			5	1.50%	0.075	1.50%
			1	2.50%	0.025	1.50%
711111050000	2-20 $\mu$ l	0.5 $\mu$ l	20	0.90%	0.18	0.40%
			10	1.20%	0.12	1.00%
			2	3.00%	0.06	2.00%
711111060000	5-50 $\mu$ l	0.5 $\mu$ l	50	0.60%	0.3	0.30%
			25	0.90%	0.225	0.60%
			5	2.00%	0.1	2.00%
711111080000	10-100 $\mu$ l	1 $\mu$ l	100	0.80%	0.8	0.15%
			50	1.00%	0.5	0.40%
			10	3.00%	0.3	1.50%
711111090000	20-200 $\mu$ l	1 $\mu$ l	200	0.60%	1.2	0.15%
			100	0.80%	0.8	0.30%
			20	3.00%	0.6	1.00%
711111100000	50-200 $\mu$ l	1 $\mu$ l	200	0.60%	1.2	0.15%
			100	0.80%	0.8	0.30%

			50	1.00%	0.5	0.40%
711111140000	100-1000 $\mu$ l	5 $\mu$ l	1000	0.60%	6	0.20%
			500	0.70%	3.5	0.25%
			100	2.00%	2	0.70%
711111160000	200-1000 $\mu$ l	5 $\mu$ l	1000	0.60%	6	0.20%
			500	0.70%	3.5	0.25%
			200	0.90%	1.8	0.30%
711111170000	1000-5000 $\mu$ l	50 $\mu$ l	5000	0.50%	25	0.15%
			2500	0.60%	15	0.30%
			1000	0.70%	7	0.30%
711111330000	2-10ml	0.1ml	10ml	0.60%	60	0.20%
			5ml	1.20%	60	0.30%
			2ml	3.00%	60	0.60%
8道手动可调移液器						
货号	量程	增量	测量体积 ( $\mu$ l )	允许最大系统误差 (不准确度)		允许误差 (不准确度)
				%	$\mu$ l	%
711112040000	0.5-10 $\mu$ l	0.1 $\mu$ l	10	1.50%	0.15	1.50%

			5	2.50%	0.125	2.50%
			1	4.00%	0.04	4.00%
711112060000	5-50 $\mu$ l	0.5 $\mu$ l	50	1.00%	0.5	0.50%
			25	1.50%	0.375	1.00%
			5	3.00%	0.15	2.00%
711112120000	50-300 $\mu$ l	5 $\mu$ l	300	0.70%	2.1	0.25%
			150	1.00%	1.5	0.50%
			50	1.50%	0.75	0.80%

郑州南北仪器设备有限公司依靠自身强大的社会资源、品牌优势、经营优势，以优于市场的移液器价格向广大新老顾客朋友提供价格实惠、品质优良的该仪器设备；郑州南北仪器设备有限公司拥有最齐全的移液器型号，欢迎新老顾客朋友订购。

郑州南北仪器设备有限公司专业供应生产销售移液器，欢迎您来电咨询移液器的详细信息！

移液器售后服务宗旨：

向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建优质服务品牌；  
建立完善的服务网络，向用户提供专业化、标准化、多元化，产品化服务；  
以用户为中心，以用户满意度作为衡量一切工作的标准；

移液器售后服务宗旨：

终身提供维修及维护服务，终身负责零配件的及时供应；

终身免费提供技术咨询及技术支持服务；

新品依照南北购销合同实行整机免费保修，

在保修期内，不收取上门费，搬运费，人工费等，免费更换一切在正常使用情况下损坏的零配件；

在保修期外，不收取上门费，搬运费，人工费等，仅对需更换的零配件收取成本费用；

郑州南北仪器设备有限公司具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北仪器售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，定期回访都有我南北仪器售后服务体系完成。

本产品的加工定制是是，品牌是NanBei，型号是711111060000，类型是手动移液器，结构形式是可调式移液器，测量范围是5-50  $\mu$ l，测量精度是0.5  $\mu$ l，重量是5 (kg)，适用范围是科研机构实验室