

激光E光黑脸娃娃

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 激光E光黑脸娃娃 |
| 公司名称 | 广州市逆维美容仪器有限公司 |
| 价格 | 1000.00/20000 |
| 规格参数 | 品牌:逆维 |
| 公司地址 | 广州市白云区鹤边员村南街5号5楼 |
| 联系电话 | 020---86281442 13512794027 |

产品详情

e光系统适用范围：

- 1) 色素性病变：雀斑、雀斑样痣、斑点样脂溢性角化病（老年疣和老年斑）、部分斑点样黄褐斑、斑痣、斑点样炎症后色素沉着等；
- 2) 血管性病变：血管瘤、鲜红斑痣、面部或胸部潮红、单纯的毛细血管扩张症、直径小于3mm的静脉曲张；
- 3) 嫩肤：祛除浅层皱纹、中等或重度皱纹的适度改善、收细毛孔、改善肤质，增加皮肤弹性、改善痤疮后遗症；
- 4) 脱毛：全身各处不雅毛发，包括颜色较浅的细小毛发。

5) 痤疮：各类痤疮和暗疮；

6) 非剥脱性皮肤重建：e光可同时完成皮肤内的x轴、y轴、z轴三个方向多层次的表皮及真皮的重建，其独到的紧肤效果在一次正确治疗后，85%以上的患者达到满意程度，三次以上的紧肤治疗，患者一年内满意率达70%以上；

激光治疗系统：

激光色素治疗系统，采用宝石调q模式，激光瞬间发射高能量有效击碎病变组织里的色素，即光致爆破原理：激光积聚的高能量瞬间发射，1064、532nm波长的激光在极短时间内(脉冲宽度约10-20ns)瞬间达病变色素，相应色素团吸收光能受热极速膨胀瞬间爆破碎裂，一部分(表皮)色素团碎裂后在表皮代谢，一部分(表皮以下组织内)色素碎裂成可以被巨噬细胞吞噬的细小颗粒，被巨噬细胞消化后，最终通过人体内的淋巴循环排出体外，病变组织的色素将逐渐减少直至消失，而周围正常皮肤组织由于不吸收1064、532nm波长的激光，故几乎无损伤。由于被动调q激光不能调整单脉冲能量而只能调整脉冲个数，所以容易引起术后的热损伤及轻微瘢痕建议医生治疗时要特别注意。

a) 激光系统的优势

1) 采用宝石调q模式,脉冲宽度约10-20ns；

2) 专利的抗震陶瓷漫反射枪体，使用稳定性良好；

3) 专用的yag晶体（特优级），单脉冲能量可达200mj，多脉冲能量可达1200mj；532nm激光头祛除红色基

, 1064激光头祛除黑色素基, 黑脸娃娃治疗头美白、嫩肤(配合碳粉进行治疗);

4) 专用脉冲激光氙灯、高功率水泵等优质配件保证了仪器的品质和连续工作性。

b) 激光系统的适用范围:

主要用于祛除部分内源性色素性皮肤病变、外源性色素性皮肤问题及外伤性色素沉着。

1) 内源性色素性皮肤病变: 太田痣, 伊藤痣, 蒙古斑, 颧部褐青色痣, 咖啡斑治疗有一定的困难需多疗程反复治疗且患者术后满意度较差, 脂溢性角化病、斑痣、交界痣、黑变病、蓝痣、炎症后色素沉着、部分黄褐斑等。

2) 外源性色素性皮肤问题: 纹身, 纹眉, 纹眼线, 纹唇线及外伤性纹身等色素性皮肤病变的治疗有不错的临床效果。