

多功能骨科牵引床 四柱铝合金龙门架 牵引床

产品名称	多功能骨科牵引床 四柱铝合金龙门架 牵引床
公司名称	浙江曙光医疗器械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浙江曙光医疗 型号:曙光QYC-401A
公司地址	浙江海宁市长安镇（农发区）新兴路29号
联系电话	15824328565

产品详情

多功能骨科牵引床 四柱铝合金龙门架 牵引床

曙光qyc-401a 四柱型骨科牵引床参数说明：1、规格：2180*960*500mm；2、床板：采用 1.2mm 优质冷扎钢板，表面无焊点，强度高，透气性好，兼防滑功能，分腿式设计；3、床体：骨科牵引床床框采用优质钢管，最大载重 250kg，焊接工艺质量优良，坚固耐用，床板与床框接触的部位必须带有橡胶减震垫；

4、背部可升降角度：0-75°（±5°），腿部可升降角度：0-45°（±5°）（可分腿调节）；5、abs 床头床尾板，有锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；6、三组摇把，可折叠，螺杆采用不锈钢材质，摇手柄采用abs材质，具有双向到位保护装置，使用寿命长；7、护栏：铝合金升降护栏，表面硬化及电泳处理，强度高，锁定开关安全可靠，坚实耐用，收起时可防夹手；8、龙门架：骨科牵引床龙门架采用优质铝合金材料，满足骨科临床要求，联接部分采用高强度骨科床专用扣，全面满足骨科所需要的各种体位牵引；9、床垫：半棕半棉防水布床垫，面料采用防水防滑透气抗菌材料，规格与床相配套，床垫厚度为80mm，其中海绵厚度为40mm，椰棕厚度为40mm。

曙光qyc-402a 四柱型骨科牵引床功能说明：1、背部升降 2、腿部升降（可分腿调节） 3、整床前后倾斜实现病人更多体位调节

曙光qyc-401a 四柱型骨科牵引床功能说明：1、背部升降

可在0°-75°范围内任意调节，辅助病人起身活动同时为护理人员减轻工作负担。

2、腿部升降（可分腿调节）可在0°-45°范围内任意调节，辅助病人进行腿部活动。

同时，腿部床面板分为左、右两部分腿板，可进行分腿调节，便于病人腿部康复。