

# 医用药棉 脱脂药棉 非无菌 医用脱脂棉500克 化妆棉

产品名称	医用药棉 脱脂药棉 非无菌 医用脱脂棉500克 化妆棉
公司名称	济南市天桥区宏康医疗器械经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 38.00 品牌: 松鹤 规格: 500
公司地址	中国 山东 济南 天桥区 东工商河路18号2楼
联系电话	86-053189005038 15665799838

## 产品详情

现货代发化妆棉 医用脱脂棉 医用药棉 非无菌500克脱脂棉特价促销

## 化妆棉\\医用脱脂棉\\医用药棉\\非菌棉花500克

厂家直销，保证质量。优质棉花、脱脂棉

一次性美容用品

优质化妆棉，柔软、坚韧、棉花不易脱落于面上，能吸收适量化妆乳霜，使用方便，生产完全符合卫生标准。

使用说明：

本品是美容师及家居用于卫生防护、躯体护理、清洁皮肤等用途的美容用品。干净、卫生，使用方便，拆封后请放在干燥阴凉处妥善保管。

化妆棉\\医用脱脂棉\\医用药棉\\非无菌棉花500克

医用脱脂棉 优质化妆棉，柔软、坚韧、棉花不易脱落于面上，能吸收适量化妆乳霜，使用方便，生产完全符合卫生标准。

使用说明：本品是医务人员、美容师及家居用于卫生防护、

躯体护理、清洁皮肤等用途的医疗、美容用品。

干净、卫生，使用方便，拆封后请放在干燥阴凉处妥善保管。

1、化妆时用：做面膜期间将医用脱脂棉拿出来，撕出一块块薄薄的,按在自己皮肤上顽固缺水时,洒上爽肤水或者天然花水，令棉片可以粘住皮肤就ok，可使皮肤滋润饱满。

2、除相机镜头表面的指印、灰尘、水渍时用：先用吹气球吹去灰尘，取少许棉花，沾柯达镜头水，湿一点好，小心粘去镜头上的灰尘、污渍。不要硬来。在确保表面无可见的灰尘颗粒后，可以大面积擦拭。先准备较小的棉花球若干，压遍成饼状，大小以镜面三分之一为宜。再准备大棉花球若干，也压遍成饼状，大小以镜面三分之二至四分之三为宜，尽量不要让棉纤维暴露工作面上。用小棉花球沾柯达镜头水，干一点好，由中心以螺旋状擦拭镜面，不要走回头路。然后，趁镜头水未干时，用大棉花球以同样方式轻擦镜面。若一次效果不满意，可以在来一次，但用过的棉花球就不要再用了。若对镜头上留有的水渍仍不满意，可以用酒精作最后的处理，方法一样。

3、擦书画上的霉斑，用75%的酒精加脱脂棉再加吸水纸擦拭。墨渍，20%的双氧水加脱脂棉再加吸水纸擦拭。

4、如果电脑变脏时，您可以自行清洁。您可使用小型电脑吸尘器并扫去灰尘，也可用柔软的优质脱脂棉清洁笔记本。如有必要，可使用少量的清洁剂。必须先将液体喷在脱脂棉上再擦拭计算机。

5、因为眼睛发炎而产生的眼睛疲劳，可以用茶水眼药治疗，又用冷茶更有功效。用浓茶另入少量的粗盐（若可能使用粗盐的话）脱脂棉沾湿，每天二次擦试眼睛四周。在眼睛睁不开、眼屎很多时也有效。

6，新生儿皮肤特别娇嫩，用脱脂棉沾温水给宝宝清洁脸部也不错哦。

本产品的建议零售价是¥38.00，品牌是松鹤，规格是500，包装是袋装，产地是中国，装箱数量是30，重量是500g，型号是500，产品类别是脱脂棉