

# 养生熏蒸床熏蒸床牌子

产品名称	养生熏蒸床熏蒸床牌子
公司名称	济南华乐医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华乐牌 型号:QLY-E5型
公司地址	山东省济南市历城区荷花路1617号
联系电话	0531-88272328 13808920650

## 产品详情

qly-e5型中药牵引熏蒸床特点:

- 1、中药熏蒸床采用微电脑控制，全自动高度集成化
- 2、中药熏蒸机采用力量传感器自动精确控制颈腰椎牵引力
- 3、熏蒸床牵引力具备自动监控补偿、紧急复位功能；所有驱动为台湾进口“lincoln”直线推杆电机，噪音低、稳定性高、使用寿命长
- 4、牵引床采用航空捆绑，舒适、美观
- 5、熏蒸床具备病历输入输出、维护、保存功能
- 6、牵引床的治疗时间自动倒计时，液晶屏显示
- 7、中药二温区双路独立熏蒸系统，可做颈、肩、腰、膝不同部位单独熏蒸，也可做全身熏蒸。
- 8、腰椎牵引或颈椎牵引治疗时和熏蒸可以同时治疗使用
- 9、牵引力、熏蒸温度、熏蒸时间实时同步显示
- 10、具备阶梯式、间歇式、持续式、模糊式等8种牵引模式供临床选择，模糊式牵引克服了阶梯牵引力固定分配模式的缺点，种类更加多样，选择更加随意，更加合理，实用性更强
- 11、熏蒸床可俯卧位或仰卧位牵引；颈椎仰卧位牵引，牵引前倾角度可根据患者病情调节，全新改进的中药熏蒸功能，熏蒸模式更加丰富合理，疗效更加显著
- 12、牵引床拥有医、患紧急复位功能

### 13、赠送200个中药配方供临床应用

qly-e5型牵引熏蒸床适用范围:

各型颈腰椎间盘突出症、小关节紊乱、腰肌劳损、压缩性骨折、强直性脊柱炎、腰椎滑脱、腰椎侧弯、肩周炎、风湿性关节炎、风湿痛、脊柱炎、骨关节疼痛

技术参数：

腰椎牵引距离	0~200mm(可调)
颈椎牵引距离	0~200mm(可调)
治疗总时间	0~99min(可调)
持续牵引时间	0~9min(可调)
间歇牵引时间	0~9min(可调)
腰椎牵引力	0~999n(可调)
牵引下限力设定	0~999n(可调)
熏蒸温度	(室温) 0~99 (可调)
煎药温度	60 ~99
熏蒸总时间	0~99min(可调)
电源	ac220v/50hz
外形尺寸	2450 × 690 × 740mm
功率	1800w
重量	135kg
舱体材料	进口abs板材
款式	水平床式封闭式

#### qly-e5型二温区牵引熏蒸床（中药汽疗床舱）

qly-e5型颈腰椎牵引熏蒸床（中药汽疗仪、中药熏蒸舱、中药熏蒸机）具有颈腰椎全自动牵引和可以全身及局部熏蒸的最新研制的新一代牵引熏蒸床，总结客户多年的临床使用熏蒸床经验研发的结晶，使用了多项新的温控技术，可保证远端熏蒸温控精确的前提下并拥有大出汽量，解决颈部、腰部、肩部、膝关节、踝关节熏蒸温度达不到的问题，操作简便，疗效显著，质量可靠。

制造商：济南华乐医疗器械有限公司