

PCB药水 高斯进 100 (%)

产品名称	PCB药水 高斯进 100 (%)
公司名称	东莞市高斯进精细化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高斯进 有效物质含量:100 (%) 产品规格:3瓶/箱
公司地址	东莞市凤岗五联石头岭工业区第二排第三栋一楼
联系电话	0755-28545620 13510581364

产品详情

菲林显影、定影套药：

特点：超强抗氧化性，纯净无结晶，不脏槽。

高斯进菲林冲洗套药:可冲洗富士、爱克发、柯达、杜邦等电子菲林，适用于pcb、lcd光绘制版输出，印刷厂，输出公司，冲洗出来的菲林可获得极高的反差及边缘锐利度，是电子制版行业首选的冲洗药剂。

显影液正常使用浓缩比为1:4，主要适应带有加温功能机器显影。显影温度30-35 左右，显影时间50左右。手工显影冬季温度太低时，浓缩比适当加大至1:2，并注意掌握好显影时间。补充量: 250ml/m²

定影液浓缩比: 1:4，受温度影响较小，定影时间50，温度20-35 左右。补充量: 250ml/m²

本显影、定影套药为通用型，可以与其它同类产品混用，不需重新洗机。

储存条件：阴凉干燥、避光保存，储存环境温度：冬季 5，夏季 30。

在使用过程中，如显影液陈旧老化，造成胶片密度不够，请适当增加补充量、提高显影温度或延长显影时间，甚至更换新显影液。

本显影能力强，密度高达3.8以上，抗氧化能力好，可以用二十天以上，出片量大，又不用经常洗机。

本产品的品牌是高斯进，有效物质含量是100 (%)，产品规格是3瓶/箱，执行标准是GB，主要用途是显影，CAS是见说明