

湘仪自动脱盖离心机CTK120 湘仪离心机新价格

产品名称	湘仪自动脱盖离心机CTK120 湘仪离心机新价格
公司名称	深圳市科力易翔仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:平板式离心机 结构类型:落地式
公司地址	中国 广东 深圳市龙华区民治大道汇宝江大厦A306
联系电话	29813318 13692234909

产品详情

ctk120 自动脱盖离心机

目前各级医院在采集血液样品时，普遍使用真空采血管。在完成血液离心之后，必须人工拔去管盖，效率低下;拔帽产生的振动可能导致血液重新混合，并且增加病菌感染的风险。湘仪研制的ctk80、ctk120自动脱盖离心机能脱盖、离心一次完成，脱帽成功率100%。彻底解决了困扰各级医院多年的真空采血管脱盖难题，是各级医院理想的检验仪器。

ctk120自动脱盖离心机特点：

- 真空采血管自动脱盖，脱盖成功率100%
- 适用于100mm、75mm两种长度
- 触摸面板、大屏幕液晶显示、操作简便
- 采用交流变频电机，转速控制精度高，具有快速升、降速功能
- 自动计算rcf值
- 采用特殊的减震器，减振效果良好，具有自动平衡功能
- 采用电子门锁，安全性能强。门盖未关好，离心机不能启动；运行时门盖如果异常开启,自动停机

适配器操作方法：

适配器适用于100mm，75mm两种长度的真空采血管。使用100mm采血管时，3层中板需要全部安装到位（图2左）；使用75mm采血管时，先将上板取下，去掉1层中板，仅使用2层中板，再将上板安装到位（图2右）。如需同时分离不同长度的采血管，必须保证对称位置的适配器层数一致，对称位置离心管长度、数量一致（图1）。离心完成之后，只需拿起上板，采血管与管帽自动分离（图3、4）。

ctk120自动脱帽离心机技术参数：

型号	ctk120
类型	落地式
最高转速	4000 r/min
最大相对离心力	3370 × g
最大分离数	120 (4 × 30) 根采血管
显示类型	lcd段式液晶显示
时间控制	1sec ~ 99min59sec
电机功率	交流变频电机 700w
电源	ac220v 50hz 15a
机器尺寸	580 × 800 × 900mm
长 × 宽 × 高	

品牌特卖：德国艾本德，ika，宾得，美国热电，哈希，日本三洋，东京理化，雅玛拓，爱拓，等近50个知名品牌.低温冰箱，医用冰箱，生物安全柜，高压灭菌器，酶标仪，振荡器，旋转蒸发仪，培养箱，粘度计，移液器，天平，离心机，分光光度计等等实验室仪器等100多个品类，100%原厂正品，折扣特卖。深圳市科力易翔仪器设备有限公司电话：0755-29813318 0755-29813066

传真：0755-83722336

联系人：朱先生13538129963旺旺：spd100 qq：707778549

网站：<http://www.keliyq.com> email：707778549@qq.com

本产品的加工定制是否，类型是平板式离心机，结构类型是落地式，布局形式是立式，适用对象是医院真空采血，结构和分离要求是沉降离心机，分离因素Fr值范围是低速离心机，品牌是湘仪，型号是CTK120，电机功率是0.7（kw），外形尺寸是580 × 800 × 900（mm），重量是20（kg），应用领域是制药,医用、制药，转鼓直径是450（mm），转鼓转速是4000（r/min），装料限量是120根，产品类型是全新，用途是实验用，自动化程度是全自动