

# 视觉电生理检查仪

产品名称	视觉电生理检查仪
公司名称	长春北方伟业高新技术有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:渝食药监械（准）字2010第2100062号
公司地址	吉林省长春市绿园区青年路81号彩云间A1202室
联系电话	18686624787 13756116418

## 产品详情

### ive-205a视觉电生理检查仪

ive-205a视觉电生理检查仪采用windows xp平台软件设计，符合国际电生理标准（iscev），中国第一台usb接口的电生理，usb接口便携紧凑，即插即用、无限扩张，该仪器可客观评估视神经、视网膜状况；可用于眼科临床、法医鉴定、教学、科研及预防医学等。

#### 主要功能：

图形视诱发电位pvep

闪光视诱发电位fvep

护目镜闪光视诱发电位hvep

图形视网膜电图perg

闪光视网膜电图ferg

视网膜震荡电位图ops

眼电图eog

#### 主要特点：

提供多彩色闪光及真彩色各种图形刺激模式

usb专用生物电放大器，采集速率高，抗干扰能力强

自动、快捷的曲线分析、傅立叶分析、频谱分析；标准值已建立

完善、强大的档案数据库与医学统计分析系统

特有智能测光系统（选配）：根据国际电生理学会（iscev）的标准而分别设计的瞬时闪光测定及背景光测定，以随时调校闪光刺激器光强。

病员档案管理系统：数据库管理，查找方便，

统计分析系统：专业化、多样化的统计系统和医生临床与科研提供依据

提供电生理多种临床术语和诊断

技术参数：

1). 闪光刺激器频率：0.2hz ~ 50hz分档可调

2). 放大器频带：0.1hz ~ 500 hz，分档可调

3). 闪光刺激器刺激光色：白、蓝、黄、绿、红等五种可见光

4). 闪光球直径：450mm，偏差 $\pm 10\%$

5). 放大倍数：1k ~ 200k，偏差 $\pm 10\%$

6). 生物信号放大器：共模抑制比 110db（50hz），输入电阻 100m $\Omega$ ，输入短路噪声vp-p 2.0uv

7). 图形刺激器：红、黄、蓝、绿、黑、白六种色彩，棋盘格、横条、竖条、矩形四中模式，空间频率0.05 ~ 5.20八档可调；图形刺激频率：0.2hz ~ 50hz可调。

主要特点：

采用usb接口，采集速度快

闪光刺激器材料用abs环保、轻便

基于数据库的文档管理，使查询方便快捷

软件病例自诊断模板，节省检查医生的时间

win xp操作软件，使性能更稳定

软件具有检查向导，使操作更方便好用

本产品的药（械）准字是渝食药监械（准）字2010第2100062号