

可视静脉穿刺仪|血管查找仪|静脉显像仪厂家

产品名称	可视静脉穿刺仪 血管查找仪 静脉显像仪厂家
公司名称	江西晋瑞医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江西省吉安市青原区河东经济开发区电子工业城1号标准厂房
联系电话	0796-8126677 13766227441

产品详情

可视静脉穿刺仪|血管查找仪|静脉显像仪|浅静脉查找仪

可视静脉穿刺仪采用安全的医用冷光源，无辐射，不损伤眼睛，全彩色成像，血管影像清晰显示在肤表之上，一目了然。非接触式显示、成像系统的设计，杜绝了患者使用出现交叉感染的可能。

主机、支架系统采用双电源结构，均配置超大容量锂电池，可持续工作超过10小时以上。

产品优势：

能进行安全、便捷的皮肤原位成像；

可以对1—3岁幼儿进行皮肤原位成像静脉定位；

可以对有浮肿症状的病人（如：癌症、糖尿病、肾病患者等）进行皮肤原位成像；

可以对皮肤多毛发的病人进行皮肤原位成像。

使用效果：

当把仪器置于皮肤之上时，静脉纹络就会显示在皮肤之上，如同在肤表上画出来脉络图，协助医护人员

对静脉进行**的定位。

产品特点：

卓越的产品性能

1) 成像清晰

采用先进的专利技术，超高品质的血管影像。即使皮肤对影像信号存在高度衰减，依旧能在皮肤上进行清晰成像。并且通过大量临床试验研究，筛选出*优化的成像方案，使血管的显示一目了然。

2) 成像准确

的三维原位定位技术，保证了高品质的血管影像在皮肤上原位成像，且与皮下静脉血管吻合。

产品在成像效果和成像的准确性上居于****地位。

优越的安全性能

独特的专利技术，采用安全的医用冷光源，有效防止了仪器对使用者和患者眼睛的伤害。

竞争产品使用大功率的激光作为光源，高频闪烁的激光光束直射患者眼睛、或经皮肤反射，进入使用者和患者的眼睛，易造成头晕、目眩、眼花、流泪等不良反应。

超凡的实用性

1) 差异化支架系统

根据使用的环境和用户需求的差异，产品设计配备具有差异化的支架系统，可以满足不同医用环境使用（比如，医院门诊、住院部等）。

2) 电池的续航

主机、支架采用双电源结构，可以连续工作10小时以上，支架工作时能实现电池的自由切换，保证**工作效果。

3) 使用环境

仪器使用无光照条件限制，在昏暗、无光照、或照明良好的条件下均能对静脉进行有效定位。

室内及野外环境均能使用，适用的范围包括：门诊、住院部、野外战地、救护车等多种环境。

4) 便携灵活度高

体积小、重量轻，灵活，携带方便。

操作简单，简单易学，仪器采用一键式操作，无需复杂开机、调试程序，也无需复杂的维护。