

简易急救箱/家用医疗箱/生物教学/家庭急救医药箱/医疗器械82010

产品名称	简易急救箱/家用医疗箱/生物教学/家庭急救医药箱/医疗器械82010
公司名称	郑州益康化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 35.00 材质: 塑料 款式: 小型
公司地址	河南郑州市金水区花园路68号院
联系电话	15093270721

产品详情

82010简易急救箱是生物教学及家庭医疗急救的必备器材箱，内含多种包扎、消毒、消炎医疗器材，药品均为常几乎人人都能熟练操作使用，是居家医疗防备的首选器材箱。

【产品名称】 75%酒精消毒液

【剂型及规格】 液体，100ml/瓶

【主要成份及含量】 乙醇，75% ± 5% (v/v)

【使用方法】 外用,用本品适量搽拭手或皮肤

等人体及其他生物表面消毒杀菌。

【注意事项】

1.外用消毒液，不得口服。

2.本品易燃，远离火源。

【产品名称】 碘伏消毒液，100ml/瓶。

【使用范围】 适用于皮肤消毒。

【成份及含量】 碘，4500mg/l-5000mg/l。

【使用方法】外用,用本品适量搽拭手或皮肤等体及其他生物表面消毒杀菌。

【注意事项】

- 1.外用消毒液，不得口服。
- 2.对二价金属制品有腐蚀作用，不得与相应金属制品接触。
- 3.避免与抗菌药物同用。
- 4.碘过敏者慎用。

【产品名称】甲紫溶液，20ml/瓶。

【使用范围】用于皮肤和粘膜的化脓性感染、白念珠菌引起的口腔炎，烫伤、烧伤等。

【成份及含量】甲紫，0.85-1.05%（g/ml）。

【使用方法】外用,治疗粘膜感染，用1%水溶液外涂，一日2-3次；用于烧伤、烫伤，用0.1%-1%水溶液外涂。

【贮藏】遮光、密封保存。

【产品名称】30%过氧化氢抑菌洗剂，100ml/瓶

【使用范围】适用于皮肤表面清洗。

【成份及含量】过氧化氢，2.7%-3.3%（w/v）。

【使用方法】用原液喷洒，擦拭3-5分钟。

【注意事项】

- 1.外用消毒液，不得口服。
- 2.对金属制品有腐蚀作用，不得与相应金属制品接触。
- 3.避免与碱性及还原性物质混合。

【产品名称】汞溴红溶液，20ml/瓶。

【使用范围】用于粘膜及小创面的消炎抗感染。

【成份及含量】汞溴红，2%。

【使用方法】外用，取本品涂搽患处。

【贮藏】密封（10-30℃）保存。

【产品名称】林可霉素利多卡因凝胶。

【适用症状】用于轻度烧伤、创伤及蚊虫叮咬引起的各种皮肤感染。

【成份】本品为复方制剂，每克含林可霉素5毫克，利多卡因4毫克辅料为琼脂、三醇、甘油、羧甲基纤维素钠、亚甲基蓝、乳酸依沙吖啶、32218水溶性香精。

【用法用量】外用，涂搽患处，2-3次/日。

【禁忌】一月以内婴儿及过敏者禁用。

【产品名称】硼酸，25g。

【适用症状】外用杀菌剂、消毒剂、收敛剂和防腐剂，对多种细菌、霉菌均有抑制作用。

【用法介绍】用毛巾或者面膜巾沾3%硼酸水敷脸可有效消肿，早起眼睛肿，3%硼酸水敷眼睛效果明显；硼酸还可家用杀蟑螂。

【禁忌】禁食用。

【产品名称】小苏打，25g。

【作用】止痒、缓解皮肤过敏。

【用法】如蜜蜂或蚊虫叮咬，用小苏打和醋调成糊状，抹在伤处，可以止痒；在洗澡水中放一点小苏打，可以缓解皮肤过敏；在床单上撒一点小苏打，可预防儿童因湿热引起的皮疹。

【产品名称】医用纱布块。

【作用】医用包扎、止血。

【结构】本产品由脱脂棉纱布加工制成，经过

环氧乙烷霉菌。

【产品名称】医用棉球。

【作用】可用于体表止血，伤口、粘膜的清洁和辅助消毒等。

【优点】100%天然优质全棉制成，洁白柔软；不含荧光剂、无毒、无刺激、无致敏性；蓬松舒适，吸水性强小巧；轻便，尤其适合清理孔径。

【产品名称】创可贴。

【作用】止血、镇痛消炎、愈创。

【用法】使用前先将皮肤洗净揩干，拆封

后请勿用手接触中间药芯。

【产品名称】一次性无菌注射器。

【作用】医用注射。

【产品名称】镊子。

【作用】辅助使用棉球、纱布消毒。

【产品名称】剪刀。

【作用】裁剪、清理受伤皮肤外衣服，辅助其他器材的使用。

【脚踩铁钉】 足部被铁钉刺进后，首先须立即把钉子完全拔除，然后进行下述应急处理。

[家庭应急处理] (1)拔除钉子后，应挤出一些血液，因为钉子常扎得很深，容易感染。

(2)去除伤口上的污泥、铁锈等物，用纱布简单包扎后，速去医院进一步诊治。(3)踩到细铁钉或铁针，如铁钉或铁针是断钉、断针，切勿丢弃，可将相同的钉针一起带到医院，供医生判断伤口深度作参考。

(4)扎进钉子，尤其是锈钉子、带泥土的钉子，最易患破伤风，须速去医院注射破伤风毒素。

【流鼻血】流鼻血的原因很多，如外伤、挖鼻孔、气候异常、鼻炎、鼻病、高血压、妇女经期代谢性出血、各种原因的血小板减少、发热等。鼻血流不止时需迅速采取措施止血。**[家庭应急处理]** (1)将流血一侧的鼻翼推向鼻梁，并保持5~10分钟，使其中的血液凝固，即可止血。如两侧均出血，则捏住两侧鼻翼。鼻血止住后，鼻孔中多有凝血块，不要急于将它弄出，尽量避免用力打喷嚏和用力揉，防止再出血。

(2)左(右)鼻孔流血，举起右(左)手臂，数分钟后即可止血。(3)患者左(右)鼻孔流血时，另一人用中指勾住患者的右(左)手中指根并用力弯曲，一般几十秒钟即可止血；或用布条扎住患者中指根，左(右)鼻孔流血扎右(左)手中指，鼻血止住后，解开布条。

(4)取大蒜适量，去皮捣成蒜泥，敷在脚心上，用纱布包扎好，可较快止血。

(5)让患者坐在椅子上，将双脚浸泡在热水中，可止鼻血。(6)如经常流鼻血，需去医院进一步诊治。

【门窗夹指】门窗、抽屉等夹手指看起来不是大病，但严重的指头被夹断、指甲脱落、关节内出血，如果不能及时妥善处理，会使伤情加重，后果恶化。**[家庭应急处理]**

(1)如果夹伤较轻，只有轻微出血，可先行伤口周围消毒，再用消毒纱布包扎。(2)夹伤较重，疼痛难忍，应于消炎包扎伤口后，再用厚纸板从指头下方支撑，缠上绷带加以固定，然后用三角巾将手臂吊起来持在脖子颈上。(3)避免伤指浸水和过热。

(4)如青紫瘀血，压痛明显，不能活动，有可能指头骨折，应速去医院诊治

【手指割破】手指被刀、玻璃、铁器等划伤割破，是日常生活中容易发生的事，如果不予重视或处理不当，可能会使伤口恶化，轻者发炎、疼痛，重者引发严重疾患。**[家庭应急处理]** (1)如伤口不大不深，出血不多，伤口干净，可用酒精消毒伤口周围，不要将消毒液弄进伤口内，待干后用消毒纱布覆盖包扎，或用创可贴粘贴。(2)不干净的伤口，要先用碘酒沿周围皮肤消毒一次，再用酒精消毒二次，然后用加少量食盐的冷开水冲洗伤口，冲洗时用药棉轻轻擦拭伤口，去除泥土和其他异物，最后再对伤口周围的皮肤消毒一次，以纱布覆盖包扎。(3)如果伤口切缘整齐并且干净，长度在2厘米之内，深度不超过1厘米，或虽不干净，但经过消毒处理后，在受伤后8小时内，可用创可贴或止血消炎贴粘合，使伤口合拢，促使其愈合。(4)如无创可贴，也可用胶布覆盖伤口。但伤口切忌直接接触胶布。可在伤口上涂以消炎药等敷料，或衬以小块消毒纱布。

(5)为了防止感染，可以服些消炎药，如麦迪霉素每次0.2g，每日4次；或复方新诺明2片，每日2次。

(6)若伤口较深，接触泥土或脏物，还须速去医院注射破伤风抗毒素。

本产品的建议零售价是¥35.00，材质是塑料，款式是小型，风格是职业，品牌是树风