

治疗肠粘连的理疗设备

产品名称	治疗肠粘连的理疗设备
公司名称	河南博恩医疗新技术有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:豫食药监械（准）字2011第2260357号 型号:BE-3000型 尺寸:长35cm × 宽25cm × 高10cm
公司地址	郑州高新技术产业开发区冬青街26号河南省电子商务产业园5号楼1505号
联系电话	0371-65920737 15238665023

产品详情

治疗肠粘连的理疗设备 电话：0371-65920737 在线qq：1609347468

根据肠粘连的发病原理，博恩医疗新技术有限公司课题组专家教授在全世界范围内率先提出了肠粘连不是炎症的学说，彻底摈弃了传统疗法使用消炎药和其他的各种手法医学误区，在医学界率先推出了美国碳墨机体热疗术 中医动态离子拔罐松解术 高科技脉冲导融中药离子导入术，三位一体疗法。此疗法得到中国医学界、科技界的普遍公认，为肠粘连这一顽疾的治疗开创了一个先河，为数以万计的肠粘连患者带来福音。

治疗机理：1、碳墨热敷治疗机理a、在碳墨热疗和振动电极的作用下，汗腺、皮脂腺张开打通，通透性增强，同时加速血液循环，血流量增加，有利于粘连带炎性渗出物和毒素的排出；b、在碳墨热疗作用下，粘连带处细胞分子膨胀，细胞间隙增大、细胞活性增强，形成松解术的机体环境；2、动态拔罐的治疗机理：a、动态拔罐集针灸、推拿、牵拉提腹功能于一体，促使粘连带松动和松解；b、产生掩盖效应和兴奋粘连带周围神经粗纤维，能阻断疼痛的冲动传导，起到立刻止痛效果；3、脉冲中药离子导溶：a、在脉冲电流的作用下，使皮肤-螺旋结构多肽发生翻转，成平行结构排列，形成允许大生物分子药物通过的生物通道；b、在远红外加热，降低皮肤的抗阻性，增加皮肤通透性；c、在电场的作用下，中药药液被分解成离子，药离子在电流形成的强脉冲的引导下，直达病灶，消除炎性物，分离粘连带

专利技术介绍：1、引进美国先进的碳墨热疗技术，让加热由外到内，由表及里直到病灶，粘形成粘连带松解的细胞生物环境。粘连部位温度升高，病灶周围毛细血管膨胀，细胞活性增强，血液循环加快，直接增强细胞新陈代谢，激活细胞再生功能，修复受损神经细胞。粘连部位周围吞噬细胞核白细胞大量积聚，对受损组织产生应激反应和对抗。增强肠道蠕动。2、肠粘连是一种物理系和机械性粘连。由于粘连使正常蠕动变成不正常蠕动，继而出现大便干活稀。在热疗的作用下，粘连部位周四细胞处于超高活性和游离的松解状态，利用负压动态拔罐所具有的针灸、按摩、推拿、揉搓、锤敲等功能，对粘连部位进行无创伤分离。3、采用获得国家专利纯中药治疗肠粘连、粘连性肠梗阻，该疗法具有减轻腹腔脏器组织

反应，改善微循环，使粘连部位的纤维组织溶化，松解、吸收，使粘连的肠子逐渐分开，调适肠壁张力，修复粘连点的肠壁组织，增强肠系膜及肠管的顺应性，维持肠道蠕动，分泌排泄等正常功能及扶正祛邪，增强机体免疫功能，促进患者体质康复之功效，可解除肠粘连、防止肠道梗阻，保持肠道通畅，恢复肠道功能。采用其发射的特定波段、强脉冲光，可安全穿透皮肤，直达脏器内部和肠道粘连局部，利于肠道对特定波的选择性吸收，通过光热作用，使肠粘连部位温度升高，同时产生生物效应，促进机体组织循环增强新陈代谢激活细胞再生，修复受损神经细胞。促进肠道蠕动，改善血流，达到粘连部位组织溶化，松解，吸收，使粘连肠管分离，恢复肠管正常形态和功能。

适用范围：肠粘连、各种腹部手术（阑尾炎手术，剖腹产手术，肝胆手术，肠胃手术等）后引起的腹痛、腹胀、大便不规则、便秘、妇女结扎后遗症，不完全性肠梗阻等。

电话：0371-65920737 手机：15393713861 qq：1609347468 联系人：闫经理

本产品的药（械）准字是豫食药监械（准）字2011第2260357号，型号是BE-3000型，尺寸是长35cm×宽25cm×高10cm，品牌是博恩