

# 冰宝贴 儿童装用退热贴oem代加工 快速降温 厂家直销 量大优惠

产品名称	冰宝贴 儿童装用退热贴oem代加工 快速降温 厂家直销 量大优惠
公司名称	石家庄市柯勤贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工贸易形式:代加工oem 加工能力:日产30万贴 主要加工设备:涂胶机模切机封口机
公司地址	石家庄市裕华东路148号国际名邸A座1501
联系电话	86-031168071677 13383035676

## 产品详情

石家庄市柯勤贸易有限公司前身为一家医疗保健设备厂家，成立于1998年，积累了丰富的行业经验。近年来，对内严抓管理，对外积极扩展市场，发展了多项业务，多条产品线。逐步形成生产、供应、经销、服务的整套服务体系，公司经营的多种产品远销香港、台湾、澳大利亚、美国、英国、马来西亚、乌克兰、俄罗斯等数十个国家，以质量稳定、价格合理及良好的售后服务获得国内外信赖、深受广大客户赞誉。为了牢牢把握产品质量，保证产量，减低成本。保证国内外客户的产品质量、价格和交货时间。公司通过国际质量认证体系iso9001标准。建立了自己的生产工厂。与多家生产厂家建立了良好的合作关系。公司位于河北省省会石家庄，距离京珠高速路口石家庄入口仅2.8公里。据石家庄国际机场仅15分钟车程。交通便利。周边设施完备。

退热贴主要成分：亲水性高分子凝胶、水、薄荷等

退热贴主要结构、性能：

退热贴由背衬层、凝胶层、防粘层三部分组成。利用亲水性高分子凝胶所含的大量水分和挥发精油进行扩散、交换，通过水分汽化和挥发作用带走热量，从而达到退热降温的治疗目的。

退热贴适用范围：

适用于各种原因引起的发烧、头痛、鼻塞、烦躁等辅助治疗及应急物理降温，缓解发烧、烦躁、头痛头昏等不适症状，也可协同减少发烧对大脑细胞的损害。

退热贴适用人群：

儿童型适用于3月龄以上婴儿及12岁以下儿童。

普通型适用于各类人群。

退热贴使用方法：

沿缺口撕开包装袋，取出贴剂，揭开透明胶膜，直接敷贴于额头或太阳穴，也可敷贴于颈部。一天1-2次，每贴可持续使用8小时。本品揭下后冷敷效果还会持续一段时间。如高温持续不退，应请医生诊治。

退热贴注意事项：勿贴于有伤口、敏感性的皮肤、近眼睛及嘴部位置。使用中若有不适或偶有皮肤表皮发红，停用后可消失。本品为外用贴剂，请勿误食；儿童须在成人监督下使用。

退热贴储存方法：

保存在阴凉、避光、儿童不易触及之处。开封后宜早使用，剩余贴片放回原包装，并将开口封好，冷藏后效果更佳。请勿放入冷冻室。

柯勤是专业的保健品贴剂生产厂家，主要有保健足贴生产批发，减肥贴，膏药贴系列代加工，专业精密的膏药加工设备，日产量20w贴剂的产量，能够满足客户的需求。专业的设计人才，能根据客户需求进行产品的包装（中/英文包装）设计。

柯勤坚持诚信为本、质量第一、服务至上的原则，工厂质检部门严格把控每一批产品的质量，及产品各项数据的分析。足贴产品，减肥贴产品，膏药贴产品都都独到的实验分析和质量检测流程。

柯勤与多家企业建立了长期合作关系，是他们强有力的供应商，庞大的物流关系网络，能够给客户提供最省钱最便捷的物流配送方案。

本产品的加工贸易形式是代加工oem，加工能力是日产30万贴，主要加工设备是涂胶机模切机封口机，加工设备数量是20台，规格是5\*12，产品类别是膏药，货号是986520140117