

特级骨胶 铭牌 骨胶 玻璃

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 特级骨胶 铭牌 骨胶 玻璃 |
| 公司名称 | 上海轩脉实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:铭牌 动物胶的分类:骨胶 粘合材料类型:玻璃 |
| 公司地址 | 上海市宝山区真陈路1085号3幢1510室 |
| 联系电话 | 021-56879002 18930096380 |

产品详情

本产品是选用优质的动物骨经过严格的工艺提炼出来，产品具有冻力高、颗粒好、灰分低、橙色好、粘度高优点。特别适用于五金家具打磨抛光粘和砂轮，具有良好的粘和力和耐磨力。一般为金黄色透明或半透明无定形固体粒状或粉状，无主要是用于砂布、砂轮、木器、书籍、纸盒上作为粘合剂，在印刷、火柴、印染、墨水上用作调合剂，在丝绸、纺织、造纸业作为上光剂等。特殊轻微臭味，无挥发性。

一、物理性质 本品为金黄、半透明、微带光泽、易吸水、坚硬的非结晶状态珠状颗粒。 二、技术标准

产品质量符合qb/t1996-94技术指标

特级——骨
胶

| 指标名称 | 特级 | 一级 | 二级 |
|--------------|------|------|------|
| 水分 % 不大于 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 粘度 mpa.s 不小于 | 5.0 | 3.4 | 2.8 |

| | | | |
|-----------------|------------------------|---------|---------|
| 胶冻强度 bloomg 不小于 | 160 | 140 | 120 |
| 凝冻浓度 % 不大于 | 1.60 | 1.75 | 18.5 |
| 灰分 % 不大于 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 含氯量, % 不大于 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ph值 不大于 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 |
| 色泽 | 金黄色 | 金黄色 | 金黄色 |
| | 半透明微带光泽的细粉或薄片、无发霉、发臭现象 | | |

[附骨胶qb582-81标准的技术指标，以便于与现执行标准的对照。]

| 指标名称 | 特 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a 蒽氏粘度(°e)15%(绝对干胶溶液) 30 | 5.0 | 3.4 | 2.8 | 2.2 |
| b 凝冻浓度(绝对干胶溶液)% | 1.6 0 | 1.7 5 | 1.8 5 | 1.95 |
| c 水分% | 16. 0 | 16. 0 | 16. 0 | 16.0 |
| d 灰分(按含水量16%计算)% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| e 含氯量(Cl)(按含水量16%计算)% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| f ph 1%胶液 | 5.5- 7 | 5.5- 7 | 5.5- 7 | 5.5- 7 |
| g 色 状 | 金 黄 色 | 金 黄 色 | 黄 棕 色 | 红 棕 色 |
| | 无发霉、发臭现象 | | | |

三、用途广泛用于复印胶版、粘合剂、防雨浆、火柴调药、木材胶合料等工业；丝绸、棉纱、棉布、草帽等轻纺工业的上浆；铜版纸、蜡光纸等造纸工业的上光。四、包装与规格采用内聚氯乙稀薄膜和外编织袋（麻袋）两层包装。通常包装规格为每袋50kg或根据用户需要规格包装。五、贮存宜密封贮藏于通风干燥阴凉处。

用骨胶时，不需添加任何辅助材料，只需先用体积相等或（水4：胶1）略多的水（最好用热水）将骨胶浸泡10小时左右，使胶块变软，然后加热至80

—75 左右，使其成为胶液即可使用。胶与水的比例应根据所需黏度而定，如水多黏度低而稀：加水少

黏度就高而稠。热胶时胶温不宜过高，温度超过100 则会因分子降解而使黏度下降，胶老化变质。骨胶在使用中有微量沉淀，所以要边用边加水并进行必要的搅拌，以调节黏度和流动性。热胶时必须采用浴热方法，决不可用储存胶的容器直接加热。

骨胶要保持在一定温度条件下才可使用，因此，当使用中需加水时，加入的水与胶体温度应基本相同，不可加入冷水。因为骨胶要保持一定温度（80 ±10 ），加入冷水后胶水的温度骤降会出现凝条块状，而影响黏结效果。使用骨胶时涂胶速度要快、均匀，不要一次蘸胶过多造成胶层不平、渗透粘连漏胶等问题。

本产品的品牌是铭牌，动物胶的分类是骨胶，粘合材料类型是玻璃，执行标准是国标，CAS是/