

奶及奶制品检测分析仪

产品名称	奶及奶制品检测分析仪
公司名称	滕州赛谱分析仪器有限公司
价格	36000.00/套
规格参数	品牌:赛谱 型号:专用
公司地址	山东省枣庄滕州市文昌路南段517号
联系电话	0632-5831177 15588237852

产品详情

国际化学品安全手册》第三卷和国际化学品安全卡片说明：长期或反复大量摄入三聚氰胺可能对肾与膀胱产生影响，导致产生结石。不法分子掺卖混有三聚氰胺的奶粉，导致许多婴儿肾结石，造成了严重的后果。赛谱仪器生产的奶及奶制品检测分析专用液相色谱仪用于分析检测食品中掺含三聚氰胺，以及奶粉、谷朊粉、大米蛋白、玉米蛋白及大豆蛋白三聚氰胺的检测和分析，精确测定三聚氰胺的含量。仪器符合国标《gb/t 22388-2008原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》和《gb/t22400-2008原料乳中三聚氰胺快速检测液相色谱法》。 仪器主要性能特点：

- 1、整套系统由p3000高压泵、uv3000检测器、进样阀、溶剂托盘、色谱柱、工作软件等组成；安装、调试及使用都非常简单。
- 2、p3000高压输液泵是以cpld技术为核心，由单片机控制的高精密输液泵系统。全数字频率发生系统，先进的马达驱动系统友好的人机显示界面使操作很方便，先进的泵头及单项阀设计思路，融汇了当今世界上最先进的经验，使该系统在各种条件下都能保证输液的精度及重复性。
- 3、uv3000是一种分光检测器，可以匹配任何输液泵，适用于化学分析、农药、制药、化工等领域有着广泛的应用。采用了全数字、高集成化设计理念，大大降低仪器的噪声；基于数字信号传输和处理，该检测器的信号可直接输入到计算机的串行口进行采集，完全甩掉了传统仪器必须使用的数据采集卡！

色谱条件

色谱柱：专用色谱柱 asb-c18 4.6 × 250mm（也可选用c8柱）

缓冲液：10mm柠檬酸, 10mm辛烷磺酸钠

流动相：缓冲溶液:乙腈=90：10

进样量：20ul

流速：1.0ml/min

柱温：40

在购买仪器前，我们会协助您全面了解仪器的性能特点及仪器选型的全面咨询服务。根据客户需求可以为您提供仪器的配套设备，如：色谱工作站、氮氢空发生器、标准气体、色谱柱等。购买仪器后会派专业技术人员上门免费安装、启动和调试，并且本公司长期供应仪器的易损、易耗件。

气相色谱仪 色谱分析仪 气相色谱仪价格 气相色谱分析仪 天然气分析仪 天然气检测仪 天然气中热值分析仪

氢气发生器 液化气分析仪 二甲醚分析仪

赛谱分析仪器有限公司 联系电话：0632-5831177 手机：13906323127 张工

公司网址：<http://www.saipuyiqi.com>

液相色谱仪 液相色谱分析仪 二甲醚分析仪 二甲醚检测仪 液化气分析仪 二甲醚分析仪厂家 液化气分析仪厂家

液化气分析仪价格

赛谱分析仪器有限公司 联系电话：0632-5831177 手机：13906323127 张工

公司网址：<http://www.qxspy.net>

公司网址：<http://www.qixiangsepuyi.net>

公司网址：<http://www.lunangc.com/>

公司网址：<http://www.tztianpu.com/index.html>

赛谱分析仪器有限公司 联系电话：0632-5831177 手机：13906323127 张工