

线下生产直销NHNG-3010型氨氮全自动在线分析仪检测仪

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 线下生产直销NHNG-3010型氨氮全自动在线分析仪检测仪 |
| 公司名称 | 上海博取仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:BOQU/博取 型号:NHNG-3010 |
| 公司地址 | 上海浦东新区沪南路3251号 |
| 联系电话 | 021-20903250 15021885022 |

产品详情

上海博取仪器有限公司nhng-3010型 nh₃-n全自动在线分析仪是研制的具有完全自主知识产权的氨氮（nh₃-n）自动监测仪器，是世界上唯一利用先进的流动注射分析技术实现氨氮在线分析的仪器。能够长期无人值守地自动监测各种水体中的nh₃-n。

可测定很低和很高浓度的氨氮，适用于实验室或现场在线快速分析江河湖泊水体、自来水、排放废水、高浓度污水及各种溶液中的氨氮含量。

仪器特点：1.最先进的流动注射分析技术和最安全便捷的分析方法。

2.独有的自动富集功能，使仪器具有超大测量范围：0.05mg/l—1500mg/l

3.试剂无毒，只是稀naoh和含酸碱指示剂的蒸馏水，可轻松配制。每个样品分析费用只要0.6分钱。

4.独有的气液分离器（已获专利）使样品摒弃了烦琐和高价的前处理装置，无需对仪器进行清洗，是目前各种同类产品中最简化的仪器。

5.运行费用和维护费用极为低廉。

6.对氨氮浓度大于0.2mg/l的样品，可以使用普通蒸馏水作为试剂的溶剂，方便使用。

新颖的仪器工作原理：仪器的蠕动泵输送释放液（稀naoh溶液）作载流液，注样阀按设定的次数转动，形成naoh溶液和水样间隔混合，当混合带经过气液分离器的分离室时，释放出样品中的氨气，氨气透过气液分离膜后被接受液（btb酸碱指示剂溶液）接收，铵离子使溶液ph上升，颜色由黄绿变为蓝色。铵富集后的接受液被输送到比色计的流通池内，测量其光电压变化值，可求得样品中的nh₃-n含量。

技术指标:

测量范围: 0.05-1500mg/l

准确度: 5%fs

精密度: 2%fs

检出限: 0.05mg/l

分辨: 0.01mg/l

最短测量周期: 5min

外形尺寸: 620 × 450 × 50mm

重量: 110kg

电源: 50hz220v

功率: 100w

通信接口: rs232/485/4-20ma

报警超标、故障: 自动报警

仪器校正: 自动

本产品的加工定制是是，品牌是BOQU/博取，型号是NHNG-3010，测量范围是0.05-1500mg/L，测量精度是2%FS，分辨率是0.01mg/L，电源电压是220V，用途是在线氨氮检测分析仪