

# ph计 ph测试笔 酸度计 酸碱度测试仪 ph值测试计 温补 酸碱检测

产品名称	ph计 ph测试笔 酸度计 酸碱度测试仪 ph值测试计 温补 酸碱检测
公司名称	深圳沁之泉净水设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:其他,沁之泉 型号:PH-0.1
公司地址	广东深圳市龙岗区龙东社区吓井一村3巷4号
联系电话	86 0755 13728650053 13728650053

## 产品详情

沁之泉净水设备有限公司支持批发/欢迎团队购买业务qq：983455988

tel：13728650053

请节约水源，关注饮水健康！承诺正常使用一年保修。

袖珍数显笔式酸度计,引进先进的技术与采用进口元器件，体积小，使用简便、精度高、价格低廉。

测试剂-极品水质测试之仪表 ph笔,ph测试笔(专业温补设计) ph值对水族生态有着绝对的影响。正常的水中溶有适当的氧与二氧化碳，当水中的游离二氧化碳含量降低时，水草为了补足对的需求，就会促使一种生物脱钙作用在水中出现，水草借由该作用的产生，从重碳酸盐的碳中补充其所需要的二氧化碳。在这样的非正常变化下，可能会导致ph值升高到9-10之间，而为水族箱带来严重的不良影响。因此需要控制水中的ph值，达到稳定的碳酸盐硬度与最理想的co2有效容量，并维持水族箱中一定之ph值。

袖珍数显笔式酸度计，引进先进的技术与采用进口元器件，极大地缩小了体积，降低了成本，保持原有的优良品质，使酸度计的使用得到了普及。袖珍数显ph计是经典品牌的袖珍数显酸度计，以高稳定、高可靠、使用简便、价格低廉而风行全球，深受广大用户的青睐。

### 详细说明

型号 p-iii测量范围 0.0-14.0ph分辨率 0.1 ph精度  $\pm 0.1$ ph自动温度补偿 0 -55 电源  
3 × 1.5v(ag-13型纽扣电池)使用环境 0 ~ 50 rh < 95%体 积 152 × 29 × 15mm重 量 50g

适用淡水与海水

ph计校准：1、一包6.86的校正粉兑250ml的水，并轻轻摇动。放笔下去检测溶液的ph值，如果显示6.8则笔是准的。2、如果显示偏离6.8则用小起子调整校正电位器（背后的小孔），直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的ph值相符。校正的时候笔不要离开水面！注意事项：在下列情况下，ph计必须重新校准：校准后已使用(或放置)很长时间；电极使用特别频繁；测量精度要求比较高。

相关知识：

爱美的仙女们注意了！！！！

各类化妆品酸碱度测试值公布！

ph值不在正常范围内东东就变质不能用啦

ph值也是辨别化妆品真伪的标准之一哦

爽肤水ph值为5.5的才是唯一值得购买的~ 药用雪肌精 5.5 kiehls 黄瓜水 5.5 boots 平衡水 5.5 boots 柔肤水 5.5 优姿婷无酒精爽肤水（白色瓶） 5.5-6 雅芳焕采柔肤液 5.5-6 nivea粉水 6.5 姿生堂盼丽风姿平衡柔肤水 6.5 kose 时光活肤精华，ph=8 倩碧2号水 碱性 =香皂 汇美舍橙花水 弱酸性 nnskin ph控油爽肤水 5.5 nnskin ph柔润爽肤水 5.5 kose五重 弱酸性 欧伯莱紧肤水 弱酸性 丸美茶多酚收缩水 弱酸性 高丝葛伦黛娜化妆水 弱酸性 忆念美骨胶原紧肤水 弱酸性 忆念美油脂收敛爽肤水 弱酸性 欧莱雅净白爽肤水 5.5 sofina rise 爽肤水 弱酸性 ipsa metabolizer 弱酸性 juvena 粉水 弱酸性 李医生神奇暗疮水 弱酸性 lanceome blanc expert xw 酸性 汇美舍洋甘菊花水 酸性

洗面乳：cm洁面皂：中性偏弱碱 7~7.5 marykey 2号的中性洗面奶：比较偏弱酸，大约 6~6.5 h2o海洋清洁着哩：中性偏弱酸，6.5~7 h2o海洋洗面奶：弱酸，大约 6~6.5 avene的洁面啫喱 7.2 avene修护洁面乳 5.5 avene洁面皂也是 5.5 索芙特木瓜白肤洗面奶（祛斑配方）：弱酸，6~6.5 索肤特瘦脸洗面奶 6.5 索肤特纤脸滋润霜 7.0 旁士海藻洗颜泥 8多 nnskin 清爽洁面啫喱 5.5 nnskin 洁肤霸 5.5 资生堂naturgo天然泥洗面 ph值9 ea的2-in-1, 6 lancome的清净洗颜蜜,约7 lancome清爽洁面泡沫，>7 lancome美白泡沫洁面乳 6.9 嘉娜宝蜜桃洁面膏 ph7.5 kose美白洁面霜 ph 7.1 clinique的香皂很碱，有9多 妮维雅美白泡沫洁面乳 ph7.3 nivea娇柔洁肤晶露 6.5 碧柔清凉洗面乳 6.4 碧柔溶脂去油 7.5 - 8 碧柔深层洁面乳 弱酸性 6-6.5 香氛小铺的薰衣草卸妆啫喱 7-7.2 信芬芦荟洗面乳 6-6.5 sk-ii facial treatment cleanser(洁面膏) 5.5 欧伯莱 洗面膏 8.5 sisley cleansing milk sage 鼠尾草洗面奶 5.5 cd 洗面奶液 7.0 安利香皂 8.5 nuxe的蜂蜜洁颜是弱酸性的 za 8 (39的那种) clarins 所有的（包括有泡和没泡）都在6到7之间 rutina (180的那种) 8 贝佳斯（油皮肤用的橘红色牙膏装的）8 清肌精 8 白娣颜的滋润型，8 珊拉娜温泉活肤洗面奶 5.5-6（这个产品上面标称的就是5.5） 珊拉娜深层海水洗面奶 6 优姿婷双效洁面乳（去死皮素）5.5 - 6 red earth媯妮洁肤乳（卸妆乳）6-6.5 dove香块 6.5 - 7 日本诗留美屋牛奶泡沫洁面乳 8-8.5 pond's海藻洗颜泥 8.5 姿生堂盼丽风姿泡沫洁面乳 8.5 玉兰油多效呵护香皂 弱碱性 玉兰油洁肤棉 中性 bluespa平衡洁面哲理 基本中性略偏碱性 lg美容香皂（玫瑰香型）弱碱性 加信氏香皂 弱碱性 加纳宝芦荟

弱碱性 诗留美屋鸡蛋洁面：弱碱性（和lg美容香皂一样） 娇兰眼部卸妆乳 中性  
贝佳斯cleaning creme 碱性的 贝佳斯粉红色的洗面奶是弱酸性的。  
clarins的洗面奶和foam是弱酸性的。 其余:此类产品ph值保持在5.5-7.5之间即可放心使用 sisley  
瞬间保湿霜 5.5 sisley 花香面膜 5.5 sisley 防晒screen spf20(加粉底) 6.5 sisley 防晒cream spf15  
5.5 sisley 全能 7.5 sisley 眼唇霜 6.0<6.5 sisley 黄瓜面霜 5.5 sisley 百合日霜 5.5 sisley  
卸妆液（绿色） 5.5 sisley 晚间深层修护液 5.5-6.0 sisley 面膜（linden blossom）6.5-7.0 sisley  
去黑头面膜 6.5 sisley 花水 6.0 nnskin 冰河泥 6.5-7.0 nnskin napca滋润喷雾液 7.0-7.2 nnskin  
皮肤修复液 6.0 nnskin 湿凝爽 7.0 cd 日用美白精华 6.5 cd hydra-move cream <=5.5 cd  
美白面膜 6.5 estee lauder 卸妆液 7.0-7.5 laura mercier 妆前打底 6.5-7.0 clarins 眼胶 6.5  
armani silk 粉底 7.0 armani fluid sheer 7.0 lancome 粉色补水面膜 6.5 loccitane 护手霜 6.0 sk-  
ii 粉底 7.0 欧伯莱保湿乳 6.5<7.0 欧伯莱美白保湿乳 6.5-7.0 欧伯莱水凝修护露 6.0-6.5  
滴露沐浴露： 5.5-6 舒服佳绿瓶（清新香型） 6 玉兰油多效呵护沐浴露： 6.5  
花之雨玫瑰香型沐浴露 7.5 六神 8-8.5 力士美肤沐浴露（亲水柔感型） 8.5 雅芳新活面膜  
5.5-6 汇美舍水份按摩膏 6 新v乐敦眼药水 6-6.5 芦荟原汁（新鲜） 6.5-7  
全能隐形眼镜护理液（倍舒型） 7-7.5 bluespa眼部卸妆水 中性

### 关于发货：

发货时间：当天18点以前付款定单，当天晚上发货，18点以后付款定单，顺延到第2天晚上发货。特殊情况会和顾客朋友沟通协商。周末和其他国家法定节日，发货时间顺延。广东省内到货时间1~2天，省外到货时间在3~5天。关于物流：默认中通/汇通快递和德邦/天地华宇/新邦/盛辉物流等：<http://www.zto.cn/>，请顾客朋友自行查询是否可到，若不到请在线联系掌柜说明，若无说明，导致超区，烦请顾客朋友自行去快递点提货；若需转其他快递，需补邮费。

本产品的加工定制是是，品牌是其他,沁之泉，型号是PH-0.1，类型是便携式PH计，显示方式是0.1，探头型式是水银，测量范围是0.0-14，精度是0.1，温度补偿范围是55（ ），电源电压是6（V）