

精品热卖，LBT-GC126气相色谱仪，致电价更优。

产品名称	精品热卖，LBT-GC126气相色谱仪，致电价更优。
公司名称	中工天地科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:其他,鲁伯特 型号:LBT-GC126
公司地址	北京市丰台区科技园天龙华鹤8层
联系电话	86-01057799518 13716552977

产品详情

lbt-gc126气相色谱仪

特点与性能： 全新设计的gc126微机温度控制系统，采用了国际先进的控制技术。控温精度高（优于 ± 0.1 ）可靠性和抗干扰性能优越。 键盘设定各种控制和使用参数，机内具有自诊断、断电保护、文件储存及调用、极限温度设定等功能。3.8”大屏幕可准确显示各路温控设定值、实际值和实时曲线、各检测器参数、信号值及其实时曲线。 具有六路独立的控制区域：柱箱、进样器、检测器、辅助器。 该成品可实现九阶程序升温，具有柱箱自动降温即后开门功能，实现快速升温和快速冷却。 仪器基型配有双和单高灵敏度氢火焰离子化检测器（fid），可选配下述检测器之一、气体进样阀、转化炉等附件，可同时安装二种检测器，且检测器灵敏度高（如fid的测试结果如下）：

dfid 3×10^{-12} g/s），稳定时间短，喷口的清洗和安装方便。

技术特点： 嵌入式32位处理器及cpu系统开发，it接口相关技术，实现温度参数自动设置、检测器选择、检测器操作参数和数据化自动调零功能、灵敏度和极性数字化设置。 全中文菜单操作界面，同时可显示多组参数，操作非常简单方便。 计算机反控功能，可以通过计算机操作仪器内部所有功能（通过usb接口实现）。 无需外接工作站并提供模拟输出接口。

柱温箱： 温度范围：室温加15 ~ 399 控制精度： ± 0.1 程序升温：9阶 最大升温速率：60 /min

进样器： 最多可装载三个进样器（2个填充柱进样，1个毛细管柱进样）或2个毛细管柱进样器。进样器单元：有独立的分流/不分流进样器系统和填充柱进样器系统

检测器： 最多可装载三个检测器 氢火焰离子检测器（fid）：温度范围为室温加30 ~ 399 ；检测限 4×10^{-12} g/s，样品：c16

微型热导检测器 (μ -tcd) : 最高使用温度300 ; 灵敏度 5000mv • ml/mg , c16 电子捕获检测器 (ecd) : 最高使用温度300 ; 放射源 : 63ni10~12mci ; 最小检测量 : 8×10^{-14} g/ml; 样品 : r666
火焰光度检测器 (fpd) : 温度范围为室温加7 ~ 400 ; 检测限 1×10^{-11} g/s(p) 1×10^{-11} g/s(s)甲醛对硫磷

中工天地客户服务中心客服热线 : 4008-909192

中工天地销售服务中心地址 : 北京市丰台科技园区2号楼8层 电话 : 010-57799518(十线)

销售一部 : 西南区 (云、贵、川、渝、闽、藏) 李经理 13716087728 分机请拨801#

销售二部 : 华北区 (京、冀、晋、鲁) 司经理 13716186758 分机请拨802#

销售三部 : 华南区 (桂、粤、琼、皖) 张经理 13716582778 分机请拨803#

销售四部 : 西北区 (蒙、新、甘、陕、宁、青) 王经理 13716552977 分机请拨804#

销售五部 : 东北区 (黑、吉、辽、津) 付经理 13716127736 分机请拨805#

销售六部 : 华东、华中区 (豫、鄂、湘、赣、沪、浙、苏) 赵经理 13716185738
分机请拨807#传真 : 010-63726709邮箱 : zgtkdj@126.com

本产品的加工定制是否, 品牌是其他, 鲁伯特, 型号是LBT-GC126, 测量范围是见参数表, 测量对象是见参数表, 控温范围是室温加15 ~ 399 (), 功率是见参数表 (w), 尺寸是见参数表 (mm), 重量是见参数表 (kg)