

10.01-500ML PH标准缓冲液 酸度计探头校准保养 测试笔校正

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 10.01-500ML PH标准缓冲液 酸度计探头校准保养 测试笔校正 |
| 公司名称 | 沐源（上海）环保科技有限公司 |
| 价格 | 75.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:APURE 型号:PH=10.00/250ml |
| 公司地址 | 上海 上海市闵行区 光华路188号 |
| 联系电话 | 86-2151036076 13818824636 |

产品详情

进口ph电极校正液/ph缓冲溶液/ph校准液/ph标准/ph标准缓冲溶液/ph缓冲液

现货供应，拍前请联系店主，以便给您更好的建议。

标准装：250ml，江浙沪含运费价格。江浙沪以外，2瓶及以上包邮！只购买一瓶，请加5元运费！偏远地区拍前请一定联系店主！

ph缓冲溶液是一种能使ph值保持稳定的溶液。如果向这种溶液中加入少量的酸或碱，或者在溶液中的化学反应产生少量的酸或碱，以及将溶液适当稀释，这个溶液的ph值基本上稳定不变，这种能对抗少量酸或碱或稀释，而使ph值不易发生变化的溶液就称为ph缓冲溶液。

我们的ph标准液价格便宜，密封性好。适合实验室及工业用ph电极的校准。

| 名称 | 描述 | 容量 |
|-------|---------|--------------|
| ph标准液 | ph=4.00 | 50/250/500ml |
| ph标准液 | ph=4.01 | 50/250/500ml |
| ph标准液 | ph=7.00 | 50/250/500ml |
| ph标准液 | ph=6.86 | 50/250/500ml |

| | | |
|--------|-----------|--------------|
| ph标准液 | ph=10.01 | 50/250/500ml |
| ph标准液 | ph=9.18 | 50/250/500ml |
| ph标准液 | ph=10.00 | 50/250/500ml |
| ph标准液 | ph=1.68 | 50/250/500ml |
| orp标准液 | orp=86mv | 50/250/500ml |
| orp标准液 | orp=256mv | 50/250/500ml |

提示：为阿里推广价格，仅在阿里上拍以这个价格销售！

ph测试笔校正液-测试笔必备！

1、用途：用于校正电子ph测试笔的准确性。电子ph测试笔精度高，但是随着使用时间的延长，检测结果会发生偏移，因此在使用期间，应定期对测试笔进行校正。

2、校正频率：

测试笔一直处于开机工作状态（即长期监测ph值），应当1周左右校正一次，以确保精确度。

测试笔用于不定期检测ph值，应在检测前进行校正，确保精确度。

更换测试笔电极后，应对新电极进行校正。

3、本品特点：

apure品牌，商标注册，ph缓冲剂，质量绝对有保证！

采用煮沸的超纯水精确定容配制，确保ph值的精确度。

分装后密封保存，与空气隔绝，避免了co2对ph值的干扰。

4、使用方法：

首先取少量校正液润洗小量杯，然后加入适量校正液（液面高度没过电极的感应探头即可）

按照电子ph测试笔使用说明书进行校正。

由于校正液是高精密的液体，是电子ph测试笔精确度的保障，因此用过的校正液不能再倒回瓶中，以免影响校正液精度，带入细菌等，造成校正液无法继续使用

本产品的加工定制是是，品牌是APURE，型号是PH=10.00/250ml，类型是PH计的校正液，测量范围是0-14，测量精度是0.01