

供铸铁、球墨铸铁炉前碳硅分析仪

产品名称	供铸铁、球墨铸铁炉前碳硅分析仪
公司名称	南京仁悦分析仪器有限公司
价格	7200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:南京仁悦 型号:RY-TG3/RY-TG5
公司地址	南京市高淳县淳溪镇汶溪路285号
联系电话	02557335582 13776537888

产品详情

南京仁悦仪器公司售后服务

良好的售后服务是企业立于不败之地的重要因素，凡是仁悦产品的用户从合同开始执行就成为了仁悦仪器协会会员，将享受终身的会员制服务。从公司经理到市场部领导，每年定期的对用户进行回访。地区销售人员更会常年对辖区的用户不定期巡回指导。凡仁悦仪器协会会员更能享受到配件及易损耗品的打折优惠和对老产品的更新换代的特色服务。而且在仁悦仪器公司的服务体系中，当年他们推出的“仁悦服务一、二、三、四、五”更是开创了仪器仪表行业服务的先河，成为了国内同行业竞争中相效仿的楷模。深受广大用户的欢迎和青睐。

一张定单：可以代办全套理化室设备和其他；
二种办法：成交业务，操作便利，一是电话联系，二是上门洽谈，我们均提供上门安装调试服务；
三个环节：服务承诺，仪器保修一年，三天内解决使用问题，终身提供耗材配件支援；
四项服务费用全免：发货费用，安装调试费用，培训人员费用，筹建化验室费用；
五大友情无偿服务：
1、提供理化实验室所需物品清单；
2、提供材料分析方法和工艺；
3、培训企业中其他化验人员，包括后续化验人员；
4、提供用户行业内先进冶炼、铸造方法和工艺；
5、代修其它品牌仪器，帮助更新换代。同时也获得了政府颁发的重合同、守信誉企业证书；中国中轻产品质量保障中心质量、信誉双保障示范单位。

南京仁悦分析仪器有限公司

ry-tg-5碳硅分析仪介绍

ry-tg-5碳硅分析仪又称炉前铁水分析仪、炉前碳硅成份分析仪、碳硅当量仪。目前国内畅销型号有 ry-tg-5型，生产铸铁件时,要根据铸件壁厚和铸造条件选择合适的化学成份,以保证达到所需要的机械性能。其它条件相同时,碳当量对铸铁金相组织、铸造性能和机械性能有决定性影响。

球铁生产中,只有快速、准确地测定原铁水的碳当量,才能给孕育工艺提供必要数据。 ry-tg-5碳硅分析仪主要技术参数：1、测量功能：对白口铁、灰口铸铁、球墨铸铁进行热分析。2、测量参数：测定铁水cel、c、si、 t、 tm、抗拉强度rm、硬度hb、计算品质系数r/h，共晶团数meg、石墨化因子k。3、测试结果数显直读，并自动打印cel、c、si、 t、 tm、抗拉强度rm、硬度hb、峰值温度peak、

液相温度 t_l 、固相温度 t_s 、共晶度 s_c 。4、测温范围：1250 ~ 1350 5、精度： ± 1 cel $\pm 0.047\%$
 $c \pm 0.039\%$ $si \pm 0.1\%$ 6、测量范围：c:2.1 ~ 4.2 si:0 ~ 20 cel:2.5 ~ 5.0 7、显示：4位led显示
字高50mm分辨率：1 8、输出方式：电流环4-20ma 9、工作参数：电源 ac
220v, 50hz;功率30w,环境温度0 ~ 50 10、温度补偿范围：0 ~ 15 11、配套样杯类型：k型
12、显示温度单位：华氏温度或摄氏温度均可设置 13、测量最大时间：240秒（一般在1分45秒）
14、测量状态显示：仪表上“准备”绿灯、“测量”黄灯、“完成”红灯循环显示
15、仪表防护标准：ip65标准防护 16、emc标准：执行en50081-2及en50082-2抗干扰性标准 17、操作方式
：9按键选择所需参数，其中“auto”循环显示cel、c、si，通过旋转电位器调整si含量，通过内部电位器
调整c含量

本产品的加工定制是是，品牌是南京仁悦，型号是RY-TG3/RY-TG5，类型是炉前分析仪器，测量范围是
C.Si二元素，测量精度是符合企业要求，分析时间是200（s），电源电压是220（V），适用范围是铸铁，
球铁