

高质量现货TEA-600S紫外荧光硫测定仪

产品名称	高质量现货TEA-600S紫外荧光硫测定仪
公司名称	泰州市升拓精密仪器有限公司
价格	130000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:升拓 型号:TEA-600S
公司地址	泰州市姜堰区姜堰镇南环西路999号（姜堰区高新技术创业中心内）
联系电话	0523-88812586 13852664440

产品详情

tea-600s荧光硫测定仪

产品概述：

tea-600s型荧光硫测定仪是国内最先进的硫元素同步测定仪，广泛应用于检测液体、固体或气体样品中的硫含量。采用紫外荧光法测定总硫含量，系统关键部位采用进口器件，使得整机性能有了可靠的保证。仪器广泛应用于石油及石油化工、进出口商品检验、生物制药、环保、卫生、教学、科研等部门。

仪器适用于测定石蜡油、柴油、煤油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气，以及其它油品、化工原料及成品的总硫含量。

执行标准:

sh/t 0689 - 2000
轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法） astm d5453 - 1993 , gb/t 17010

仪器特点：

- 1、仪器采用最先进的微量检测技术，保证了小含量样品的重复性和准确性。

- 2、加强对紫外灯强度衰减的补偿，确保全量程范围内测定结果的一致性。
- 3、仪器主要部件采用进口器件，整机性能优于国内同类仪器，可替代进口产口。
- 4、pmt高压可任意调节，操作简便、快捷。
- 5、仪器具有极高的灵敏度、线性度和抗干扰能力、分析结果精确可靠。

技术参数：

- 1、样品种类：液体、固体和气体
- 2、样品进样量：固体样品：1~100mg，液体样品：1~50ul，气体样品量：1~10ml
- 3、测量范围：0.2~10000mg/l~百分含量
- 4、测量精度：0.2mg/l 试样浓度<1.0mg/l ±0.1mg/l
1.0mg/l 试样浓度 100mg/l
cv 8% 100mg/l 试样浓度 10000
mg/l cv 5%
- 5、控温范围及精度：室温~1100，±1
- 6、气源要求：高纯氩气：纯度99.95%以上，高纯氧气：纯度99.95%以上
- 7、电源要求：ac220v±22v，50hz±0.5hz，1500w

荧光硫测定仪：荧光测硫仪,紫外荧光硫含量测定仪,紫外荧光硫测定仪,荧光测硫仪器,紫外荧光硫分析仪,紫外荧光硫仪器,紫外荧光测硫仪,紫外荧光定硫仪,紫外荧光硫,荧光定硫仪器,荧光定硫仪,荧光硫含量分析仪,荧光硫测定仪,荧光硫,紫外荧光硫分析仪,荧光硫分析仪,荧光硫含量测定仪,荧光硫氮仪荧光测硫仪,紫外荧光硫含量测定仪,紫外荧光硫测定仪,荧光测硫仪器,紫外荧光硫分析仪,紫外荧光硫仪器,紫外荧光测硫仪,紫外荧光定硫仪,紫外荧光硫,荧光定硫仪器,荧光定硫仪,荧光硫含量分析仪,荧光硫测定仪,荧光硫,紫外荧光硫分析仪,荧光硫分析仪,荧光硫含量测定仪,荧光硫氮仪荧光测硫仪,紫外荧光硫含量测定仪,紫外荧光硫测定仪,荧光测硫仪器,紫外荧光硫分析仪,紫外荧光硫仪器,紫外荧光测硫仪,紫外荧光定硫仪,紫外荧光硫,荧光定硫仪器,荧光定硫仪,荧光硫含量分析仪,荧光硫测定仪,荧光硫,紫外荧光硫分析仪,荧光硫分析仪,荧光硫含量测定仪,荧光硫氮仪

项目/型号	tea-600s型荧光硫测定仪	tea-600s型荧光硫测定仪
-------	-----------------	-----------------

本产品的加工定制是是，品牌是升拓，型号是TEA-600S，类型是荧光定硫仪，测量范围是0.2~10000mg/L~百分含量(%)，电源电压是AC220V±22V，50Hz±0.5Hz，1500W(V)