

泰尔茂球囊扩张导管（高压）

产品名称	泰尔茂球囊扩张导管（高压）
公司名称	北京惠大泛宇国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰尔茂 型号:3.0-8 型号:3.0-12
公司地址	北京市崇文区东花市南里8号尼奥大厦A-825室
联系电话	010-56159659 15300016664

产品详情

北京惠大泛宇国际贸易有限公司，中国最大最专业的介入类医疗器械平行进口平台。特别通知：因公司快速发展，现高新诚聘全国区域内销售精英加盟，有心脏、神经、外周介入临床销售经验或经销商渠道者优先。周一至周五9点至17点，联系人：霍小姐010-87103269.010-56218783，陈小姐010-67150528，张小姐：56219998，巴小姐010-57473181，常小姐010-57242555，德小姐010-57958739，崔小姐010-57473181，周小姐：56284184，武小姐：010-57223456，张美小姐：56159659，姜小姐：57476600，徐小姐57156747，孙小姐58489818。我公司是cordis.abbott.medtronic.boston.merit.泰尔茂.cook.ev3.朝日.史塞克.圣犹达.先健等心脏介入产品及外周神经介入系列产品的直接进口商，只营原装、进口、正规合法的行货。主营产品有：美国boston冠脉支架.冠脉扩张球囊.otw球囊.切割球囊、pt指引导丝；雅培指引导丝bmw.po50.po150丝系列.雅培球囊.雅培支架.雅培保护伞.雅培缝合器.雅培闭合器；cordis心脏介入支架.指引导管，桡动脉鞘，冠脉造影导管.cordis外周神经造影导管.mpd、mpa1.cordis指引导管；美敦力支架.美敦力球囊.美敦力指引导管.美敦力动脉鞘.美敦力血栓抽吸导管；merit心脏造影导管.压力泵、y阀三件套、三连三通、三环注射器、高压连接管、造影导丝；泰尔茂球囊.泰尔茂指引导管.泰尔茂造影导管.泰尔茂桡鞘.股鞘.泰尔茂ns指引导丝、超滑黑泥鳅导丝.微导管系列；圣犹达双极临时起搏电极导管.圣犹达撕开鞘；朝日asahi微导丝系列 瑞翁血栓抽吸导管；ev3弹簧圈.ev3支架.ev3栓塞保护器；史赛克弹簧圈.ev3指引微导丝系列；各种冠脉外周神经造影导管、动脉鞘，肝及肺活检针、半自动活检针、全自动活检枪及配针，ptcd引流管、ptcd穿刺针、微导管全套等。我公司致力于心脏介入行业，心脏介入是一种新型诊断与治疗心血管疾病技术，经过穿刺体表血管，在数字减影的连续投照下，送入心脏导管，通过特定的心脏导管操作技术对心脏病进行确诊和治疗的诊治方法，它是目前较为先进的心脏病诊治方法，进展也非常迅速，它介于内科治疗与外科手术治疗之间，是一种有创的诊治方法。包括冠状动脉造影术、ptca+支架术、二尖瓣球囊扩张术、射频消融术、起搏器植入术、先天性心脏病介入治疗、冠状动脉腔内溶栓术。1.对于绝大多数的房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭及肺动脉瓣狭窄均可经介入性治疗进行根治。2.风湿性心脏病中单纯二尖瓣狭窄或合并中度以下二尖瓣关闭不全，而瓣膜无明显钙化、变形者，二尖瓣球囊扩张术已完全替代了外科手术治疗。3.对于慢性心动过缓、阵发性室上性心动过速、特发性室速等心律失常性疾病，永久起搏器安装术及射频消融术是目前唯一的根治方法。4.冠状动脉造影是诊断冠心病的“金标准”，对于明确病情，判断预后以及积极制定下一步的治疗方案是十分重要和不可或缺的。5.经皮冠状动脉腔内成形术（ptca）+支架术对于挽救急性心肌梗塞病人的生命、提高救治成功率、改善心肌梗塞病人的预后及生活质量是成效显著的，对于改善较为稳定的

冠心病患者的预后、生活质量及提高患者耐受各种事件打击的能力是十分有效的。

另外，我公司还是国内专业的妇科及泌外.消化科介入用医疗器械的供应商 一.cook妇科介入产品：妇科
输卵阻塞及子宫造影用的美国cook导丝导管，另有日本泰尔茂导丝导管等系列产品

输卵管再通产品有：美国cook输卵管再通四件套cook

ftc—550—nt，cook球囊宫颈套管j—cbcc—120018，cook dbh-100，泰尔茂超滑黑泥鳅导丝ga35153、 ga3215

3、 ga25153、 ga18153。另有宫腔镜下专用的cook输卵管再通四件套j-ncs-504070等。

子宫造影检查材料有：泰尔茂系导丝、导管、动脉鞘等系列产品。

二.cook泌外介入产品：斑马导丝、双猪尾导管、尿道及肾扩张及引流系列产品。

三.cook消化内科介入用斑马导丝、套扎器等。我公司保障产品品质，欢迎前来洽谈。