

在线COD分析仪 意大利SYSTEA

产品名称	在线COD分析仪 意大利SYSTEA
公司名称	珠海艾士维科学仪器有限公司
价格	98000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:意大利SYSTEA 型号:μ MACCCODcr
公司地址	广东珠海市香洲区紫荆路327号1203
联系电话	18603034291 13926960488

产品详情

商品简介：

μ mac c
codcr是一种微电脑控制的全自动在线铬法cod分析仪，可适用于多种水质如河水、地表水和工业废水。

■ 稳定、可靠 为适应工业和环境在线的要求，确定了其在电子学、水力学等方面的高稳定性，电气部分和水力管路部分完全隔离，简单稳定的lfa保证了仪表可 长时间稳定运行。

■ 便于安装 分析仪成功通过了一系列的测试以便于安装和设定，安装时只需连接药剂、样品、废液管路和电源线，设定好参数就可以启动。

■ 自动校正 仪表根据用户选择的校正时间来终止分析进行校正，检查并存储新的校正od，如果所得的od大于用户选择的限值，将会有报警输出。

■ 测量间隔 用户可以设定，在两次测量之间分析仪保持在待机模式，避免了药剂浪费。

优点：

1. 长时间自控，低维护量，低运行成本，全自动运行
2. 低药剂消耗，预备时间短，维护简单，不需特殊的电工培训
3. 电气部分和水力部分完全隔离，采用微电脑控制处理单元，全自动运行
4. 背光lcd显示，可显示读值和o.d曲线，可存储400组数据

- 5. 具有自我诊断功能，能识别是否缺少水样或药剂，标准4-20ma模拟输出，选件rs232及相应软件可与本地或远程pc相连接以实现远程控制。
- 6. 断电后，具有来电自启动功能。

技术参数：

测量原理	浓硫酸重铬酸钾消解比色法
比 色 计	双光束检测器
测量类型	循环测量
测量间隔	可编程
测量时间	最小45分钟（消解30分钟）
测量范围	0-50/100/200/300/500ppm _{cod} ，其它量程也可
检 测 限	满量程的5%（执行美国环保署计算方法）
重 现 性	优于5%
信号输出	标准4—20ma模拟输出，最大负载400欧姆或0—5v，其它rs485或rs232可选
信号输入	1路分析，1路校正
报 警	1路高限报警，1路校正
样品和废液的传递	无压；样品温度：10-30℃
药剂更换	4—5周
环境温度	5—40℃
药剂	r1:浓硫酸、硫酸银;r2:重铬酸钾、硫酸汞、浓硫酸
每次测量消耗药剂量	r1: 13ml; r2: 4.3ml
防护等级	ip55
硬 件	pc104工业标准，集成键盘，rs232（选件）
电 源	供电电源：220vac；分析仪：12vdc；消解器:24vac
重 量	33kg（不包括药剂）
尺 寸	800x620x300 mm（h x w x d）
认 证	国际：ce、iso9001:2000; 中国: cpa认证
控制软件	原装systea软件

本产品的加工定制是否，品牌是意大利SYSTEА，型号是μ MACCCODcr，测量范围是0-50/100/200/300/500ppmCOD（可选），测量对象是COD，测量精度是0.01，工作温度是5—40（℃），尺寸是800x620x300 mm（HxWxD）（mm），重量是33kg（不包括药剂）（kg），适用范围是适用于多种水质如河水、地表水和工业废水