

ZF-7型三用紫外分析仪

产品名称	ZF-7型三用紫外分析仪
公司名称	昆山广测仪器设备有限公司
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:CN 型号:ZF-5, ZF-7, ZF-6, ZF-1
公司地址	江苏昆山市春晖路
联系电话	86 0512 50135922 15995689748

产品详情

zf-5型zf-7型手提式紫外分析仪利用紫外光对物质进行荧光分析检定，目前已得到广泛应用。由于采用了电子集成块起光源，所以小巧方便，随开随用，产品面世以来，得到了广大用户的一致好评。它可以用来检测核酸电泳胶中的谱带和csc1密度梯度离心管中的dna条带。

同时使用于：生物工程，分子遗传学，生物制品，药物研究，卫生防疫，染料化工，石油化工，纺织行业，凡需要进行荧光分析检定的部门都可使用。zf-7型手提式紫外分析仪型号、技术规格：型号
外型尺寸mm 长×宽×高 主要配置 重量(kg) 单价(元)zf-7a手提式紫外分析仪
300×54×90 波长：254、365nm 滤色片面积：200×50mm 1

zf-7b手提式紫外分析仪 300×54×90 波长：302、302nm 滤色片面积：200×50mm 1

台式三用紫外分析仪zf-1/zf-6

一、特点zf-6型台式三用紫外分析仪是我公司研制的紫外仪器系列产品之一可发出长波紫外线（365nm）短波紫外线强度高、稳定性好、使用方便、可靠，深受广大用户欢迎。该仪器在科研、生产等各个领域具有广泛用途。1、在生物化学中，可对电泳凝胶样品进行观察分析，检测蛋白质、核苷酸等。2、在制药工业中，可用来检查维生素等能产生荧光的药品质量，特别适宜作薄层分析、纸层分析和检测。3、在化工、染料工业中，可鉴别不同种类的原油和橡胶制品，测定各种荧光材料、荧光指示剂、添加剂等。4、在纺织工业中可用于鉴别棉花、合成纤维、真丝人造纤维、羊毛等各种原料。5、在食品工业中可用于检验黄曲毒素、食品添加剂、以及粮食、蔬菜、水果、可可豆脂、糖、蛋等的质量。6、在公安部门可用于法医鉴定等场合。二、主要技术性能1、紫外线波长：短波紫外波长为254nm长波紫外峰值为365nm2、电源：ac220v±10%50hz3、功率：短波紫外：6w 长波紫外：6w
可见光：4w4、紫外滤色玻璃尺寸：200×50mm

本产品的加工定制是否，品牌是CN，型号是ZF-5，ZF-7，ZF-6，ZF-1，种类是三用紫外分析仪，紫外功率是6（W），紫外波长是254，365，滤色片规格是50X200（mm），适用范围是广泛