

纤维素酶颗粒沸腾干燥机 沸腾机干燥机

产品名称	纤维素酶颗粒沸腾干燥机 沸腾机干燥机
公司名称	常州杰创干燥设备有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:卧式沸腾干燥机,XF系列沸腾干燥机 型号:XF-20B沸腾干燥机
公司地址	常州市郑陆镇工业开发区
联系电话	0519-85808388 13775188673

产品详情

概述： 沸腾干燥，又称流化床，它是由空气过滤器、加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台组成，由于干燥物料的性质不同，配套除尘设备时，可按需要考虑，可同时选择旋风分离器、布袋除尘器，也可选择其中一种，一般来说比重较大的如冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离器，比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布袋除尘器，并备有气力送料装置及皮带输送机供选择。 散粒状固体物料由加料器加入流化床干燥器中，过滤后的洁净空气加热后由鼓风机送入流化床底部经分布板与固体物料接触，形成流态化达到气固的热质交换。物料干燥后由排料口排出，废气由沸腾床顶部排出经旋风除尘器组和布袋除尘器回收固体粉料后排空。 蒸汽、电、热风炉均可配用(按用户要求配套)。 它适用于散粒状物料的干燥，如：医药药品中的原料药、压片颗粒料、中药冲剂、化工原料中的塑料树脂、柠檬酸和其他粉状、颗粒状物料的干燥除湿，还用于食品饮料冲剂，粮食加工、玉米胚芽、饲料等的干燥。物料的粒径最大可达6mm，最佳为0.5~3mm。 特点： 沸腾床干燥机可实行自动化生产，是连续式干燥设备。干燥速度快，温度低，能保证产品质量，符合药品生产gmp要求，蒸汽、电、热风炉均可配用。

	xf	xf	xf	xf	xf	xf	xf	xf	xf	xf	xf
	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	1	1	4	6	8	1	1	1	1	1
		0	2				0	2	4	6	8
	3.	4.	4.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	7	1	1	1	2	2	2	3

1	4	6	0	0	4	7	1	4	8	1
2	0	8	~	5	0	5	0	5	0	5
~	~	~	1	~	~	~	~	~	~	~
1	2	2	0	1	2	2	3	3	4	4
6	0	4	0	5	0	5	0	5	0	5
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4	7	7	3	4	7	1	1	1	1	1
8	0	0	0	8	0	0	4	4	6	9
						5	0	7	9	7
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	1	4	6	8	1	1	1	1	1
		2				0	2	4	6	8
7	8	9	5	7	8	1	1	1	2	2
4	2	6	0	0	2	0	4	8	2	6
						0	0	0	5	8

本产品的加工定制是是，类型是卧式沸腾干燥机,XF系列沸腾干燥机，型号是XF-20B沸腾干燥机，功率是5.5（kw），适用物料是多种可用，外形尺寸是联系我（m），品牌是杰创干燥，应用领域是化工、医药，传热面积是0.5（m2），转速是2900（r/min），重量是1500（kg），干燥能力是40-80KG