

食品安全快速检测箱 配置

产品名称	食品安全快速检测箱 配置
公司名称	河南九和共创仪器有限公司
价格	85000.00/个
规格参数	类型:食品安全快速检测箱 品牌:国产 型号:G-5
公司地址	郑州市中原区昆仑路1号院14号楼2单元11层115号
联系电话	13603845958

产品详情

应用领域

食品安全检测箱可广泛应用于工商、卫生、质检、农业、超市、食堂等领域对各种食品、农产品的安全监管检测。

仪器特点

操作简单方便，可随身携带，即时现场检测；检测速度快，样品和试剂用量少，无污染；试剂保质时间长，在冰箱冷藏放置保存可长达一年以上等特点

技术指标

序号 检测项目名称 检测食品范围 技术指标 单位 规格1 农药残毒速测试剂盒 蔬菜、瓜果、各种水果 定性 盒 502 食品甲醛快速检测试剂盒 1.水产品类2.水发产品类3.米面食品类 定性 盒 504.豆制品副食品及淀粉类5.禽产品类甲醛含量检测共涉及5类大于39种产品.3 二氧化硫试剂盒 检测二氧化硫涉及的产品范围：定性 盒 501.干货食品类：枸杞、干果、粉丝、腐竹2.食用糖类：冰糖、白糖、葡萄糖等3.鲜水果类：梨、桂圆等(含各种果汁)4.罐头类：蘑菇罐头、竹笋、水果罐头等5.休闲食品类：饼干、蜜饯、鱼片等6.蔬菜类：生姜、西红柿、鲜蘑菇等；7.食用工具类：一次性卫生竹筷8.酒类：葡萄酒、果酒9.各种中草药材10.豆制品副食品及淀粉类：腐竹、粉丝等二氧化硫含量检测共涉及10类大于45种产品。5 食品吊白块快速检测试剂盒 米面豆制品及其他：腐竹、粉丝、面条等 定性 盒 506 亚硝酸盐试剂盒 检测亚硝酸盐涉及的产品范围：定性 盒 501.灌肠类：红肠、肉肠、腊肠等2.火腿类：中式火腿、西式蒸煮火腿等3.罐头类：火腿罐头、肉罐头腌制罐头4.其他肉类：肴肉、鲜猪肉、鲜牛肉等5.菜类：蔬菜、酱菜、腌菜等亚硝酸盐含量检测共涉及5类大于20种产品8 食品硼砂快速检测试剂盒 肉类、水产类、米面制品、糕点 检测：是否添加硼酸 定性 盒 5010 食品双氧水快速检测试剂盒

水产及肉类干鲜品及肉制品 检测：是否浸泡双氧水 定性 盒 5011 工业碱速测试剂盒
木耳、笋干、鱿鱼等；检测是否掺加工业碱 定性 盒 5012 果蔬硝酸盐速测试剂盒 果蔬 定性 盒 5013
食用油中桐油快速检测测试剂盒 食用油 定性 盒 2514 食用油中矿物油速测试剂盒 食用油 定性 盒 5015
食用油中大麻油速测试剂盒 食用油 定性 盒 5016 食用油酸价速测试剂盒 食用油 定性 盒 5017
巴豆油速测试剂盒 食用油 定性 盒 2518 芝麻油纯度速测试剂盒 芝麻油品质 定性 盒 5014
植物油过氧化值速测试剂盒 食用油 定性 盒 5019 陈化粮速测试剂盒 大米、糯米 定性 盒 5020
大米中矿物油快速检测测试剂盒 大米 定性 盒 5021 面粉过氧化苯甲酰速测试剂盒 面粉 定性 盒 5022
面制品中溴酸钾速测试剂盒 面制品 定性 盒 5023 蜂蜜水分快速检测测试剂盒 水分 定性 盒 5024
蜂蜜蔗糖快速检测测试剂盒 蔗糖 定性 盒 5025 蜂蜜果糖·葡萄糖快速检测测试剂盒 果糖、葡萄糖 定性 盒 5026
蜂蜜酸度快速检测测试剂盒 酸度 定性 盒 5027 蜂蜜掺饴糖速测试剂盒 蜂蜜 定性 盒 5028
蜂蜜掺淀粉速测试剂盒 蜂蜜 定性 盒 5029 蜂蜜掺饴糖速测试剂盒 蜂蜜 定性 盒 5030
蜂蜜掺淀粉速测试剂盒 蜂蜜 定性 盒 5031 肉类水分速测试剂盒 肉类 定性 盒 5032 肉制品色素速测试剂盒
肉制品 定性 盒 5033 盐酸克伦特罗瘦肉精（尿液）
可快速特异地检测尿样、组织、肉样、肝脏样品中是否含有克伦特罗 定性 盒 534
食醋总酸现场快速检测测试剂盒 总酸 定性 盒 2535 食醋中游离矿物酸快速检测测试剂盒 食醋 定性 盒 2536
酱油总酸·氨基酸态氮快速检测测试剂盒 酱油 定性 盒 2537 酱油中食盐速测试剂盒 酱油 定性 盒 2538
味精中谷氨酸钠试剂盒 味精 定性 盒 5039 碘盐含碘量快速检测测试剂盒
碘盐适用于碘酸钾强化后的食盐的检测 定性 盒 5040 毒鼠强速测试剂盒 食品中毒鼠强 定性 盒 5041
氟乙酰胺速测试剂盒 食品中氟乙酰胺 定性 盒 2542 敌鼠钠盐速测试剂盒 食品 定性 盒 5043
安妥速测试剂盒 食品 定性 盒 2544 牛奶淀粉糊精速测试剂盒 牛奶 定性 盒 5045 牛奶碱性物质速测试剂盒
牛奶 定性 盒 5046 牛奶酸度速测试剂盒 牛奶 定性 盒 5047 牛乳新鲜度速测试剂盒 牛乳 定性 盒 5048
牛奶中掺豆浆速测试剂盒 牛奶 定性 盒 5049 尿素速测试剂盒 牛奶 定性 盒 5050
劣质液体奶·奶粉快速检测测试剂盒 奶制品 定性 盒 5051 真假果汁速测试剂盒 果汁 定性 盒 5052
饮料中糖精快速检测测试剂盒 饮料 定性 盒 5053 饮料中脲酶速测试剂盒 饮料 定性 盒 5054
豆浆生熟度快速检测测试剂盒 豆浆 定性 盒 2556 酒中甲醇快速检测测试剂盒 酒 定性 盒 5057
伪劣葡萄酒速测试剂盒 葡萄酒 定性 盒 5058 无机砷快速检测测试剂盒 食品 定性 盒 2559
食品中汞快速检测测试剂盒 食品 定性 盒 5060 食品重金属铅快速检测测试剂盒
蔬菜、水果和茶叶等农产品残留铅的测定 定性 盒 5061 孔雀石绿及合成色素速测试剂盒 食品 定性 盒 5062
鸡蛋新鲜度速测试剂盒 鸡蛋 定性 盒 2563 游离性余氯快速检测测试剂盒
蒸馏水、饮用水、生活用水和地表水 定性 盒 5064 苏丹红快速检测测试剂盒 食品中苏丹红检测 定性 盒 5065
木耳硫酸镁快速检测测试剂盒 木耳 定性 盒 5066 曲霉毒素b1速测试剂盒
1、玉米、花生、花生油、坚果和干果；定性 盒
102、大米、食用油；3、其它粮食、发酵食品、淀粉类制品。67 无铅焊锡速测试剂盒 焊锡 定性 盒 5068
肉类水分仪 测量范围：65-85% 定性 台 1台 采样时间：一次采样时间<
1s 测量误差：（70-80%）±1.0% 重复性误差：（70-80%） 0.5% 功
耗：45mw 使用环境温度：0-40 69 电导仪 纯净水，矿泉水 定性 台 1台 70 菊酯检测仪
各种茶叶、蔬菜和水果中拟除虫菊酯类农药的快速半定量测定。半定量 台
1台 测定下限：0.5mg/kg（以溴氰菊酯计）测定范围：0.0mg/kg~10.0mg/kg（以溴氰菊酯计）精
度：±10% 71 农残仪 应用于蔬菜和水果中的农药残毒检测。定性 台 1台 测量通道个数：10个。72
实验辅助器材 移液器、电子台秤、剪刀、记号笔、美工刀、微型电吹风、一次性样品处理杯（带刻度样
品处理杯）、一次性样品处理吸管、多孔比色管、比色皿、色卡和使用说明书等 定性 套 1套 73 铝合金箱
---- 只 1只

仪器配置

移液器、电子台秤、剪刀、记号笔、美工刀、微型电吹风、一次性样品处理杯（带刻度样品处理杯）、
一次性样品处理吸管、多孔比色管、比色皿、色卡和使用说明书等

详细的产品技术参数请您致电我公司 0371-86094488

河南九和共创仪器有限公司——您身边的实验室专家！

本产品的类型是食品安全快速检测箱，品牌是国产，型号是G-5