

# 莲芯碱高氯酸盐|5088-90-4|植物标准品

产品名称	莲芯碱高氯酸盐 5088-90-4 植物标准品
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:捷世康 型号:20mg/支 产地:山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

## 产品详情

本品由青岛捷世康生产，提供最新产品报价及实验全程技术支持。产品质量放心可靠，科研院所客户信誉良好者可先发货后付款。另提供植物指定物质提纯，如因原料对运输环境要求较高可安排技术人员上门取样。一 产品基本信息: [产品名称]：莲芯碱高氯酸盐>5088-90-4>植物标准品 [别名]：莲芯碱高氯酸盐 [英文名称]：liensinine perchlorate [cas#]：5088-90-4 [分子式]:c37h42n2o6.2(hclo4) [分子量]：811.67 三 分子结构式：暂无 四 订购信息：

产地	规格	保存条件	含量	运输方式	生产厂家
中国青岛	20mg/支	在2-8 环境中遮光保存	98%	全国快递免运费	青岛捷世康生物科技有限公司

[莲芯碱高氯酸盐>5088-90-4>植物标准品 用途]：仅科研实验使用，严禁用于临床。

五 产品订购说明：1、报价含普票,运费。

2、科研院所常用标准品货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。

3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。

4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。因时间问题将于次日发货。

5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样。6、产品发票随快递一同递送。

六 其他相关产品简介：

sjh-1328-2092 人恙虫病抗体igg ( sta-igg)elisa ( 定性检测 ) 试剂盒定性

pyj-6585 . 庆大霉素琼脂 . gentamycin agar 250g . 用于霍乱弧菌选择性分离培养 .

sjh-1328-1338 大鼠颗粒酶a(gzms-a)elisa试剂盒

sjh-1328-311 大鼠载脂蛋白h(apo-h)elisa试剂盒

rsy6884 clarke溶液,主要由乙醇、冰乙酸组成。 . 500ml . 室温,6个月 .  
无水固定液,常用于he的染色固定,可以保护核酸。

pyj-6626 . 1%nacl甘露醇 . 20支

sjh-1328-2808 人雌激素(e)酶联免疫试剂盒

莲芯碱高氯酸盐>5088-90-4>植物标准品

sjh-1328-3823 大鼠单核细胞趋化蛋白2(mcp-2/ccl8)elisa试剂盒

rsy7070 spinner盐粉剂(1 × ,无酚红),主要由氯化钾、硫酸镁、氯化钠、碳酸氢钠等组成。粉剂溶于水后即可使用,如需无菌,应过滤除菌,不可高压灭菌。 . 1l . 室温,12个月 . ph缓冲盐溶液

sjh-1328-5024 兔子骨退化特异标志物 ( ctx-2 ) elisa试剂盒

sjh-1328-4945 大鼠核因子 b抑制蛋白 ( ikb )elisa试剂盒

sjh-1328-946 大鼠尿激酶型纤溶酶原激活物(upa)elisa试剂盒

rsy6909 ea36染色液,巴氏染色液的一种主要成分,主要由亮绿、伊红、磷钨酸等组成。og6与ea36联合使用,可以将细胞浆染成鲜明的绿色、蓝色、粉色。 . 500ml . 室温,避光,6个月 .  
细胞学样本常规染色,尤其适用于妇科细胞学涂片染色、细胞脱落标本染色。

pyj-6923 . 营养琼脂 . 250g . 细菌总数测定 , 细菌传代培养 .

sjh-1328-4856 小鼠脂多糖(lps)elisa

pyj-5996 . t1n0肉汤 . t1n0 broth 250g . 用于霍乱弧菌的生长试验 ( sn标准 ) .

rsy8039 透明质酸染色液,根据透明质酸酶可以裂解透明质酸和硫酸软骨素的糖苷键这一特性,同时联合使用阿利新蓝染色液,使上述物质不着色,而未处理的呈亮蓝色,该法需要做阳性对照。 . 2 × 50ml .  
4 ,避光,6个月 . 区分结缔组织蛋白多糖中是否硫酸软骨素和透明质酸

rsy7216 甜菜碱溶液(10mol/l,pcr级) , . 10ml 4 ,12个月 . 增强pcr扩增效率

rsy7552 苏丹黑b染色液,主要由苏丹黑b,核固红染液组成。中性脂肪呈黑色,磷脂呈灰黑色。 . 2 × 50ml .  
室温,避光,6个月 . 脂肪、磷脂染色

莲芯碱高氯酸盐>5088-90-4>植物标准品

sjh-1328-4689 小鼠 型胶原交联羧基末端肽( ctp)elisa试剂盒

sjh-1328-620 大鼠 抗凝血酶8

pyj-6525 . 亮绿乳糖培养基 . brilliant green lactose medium 250g .  
用于饮用天然矿泉水中大肠杆菌的检验 ( gb标准 ) .