

蔗糖-PBS溶液|新报价

产品名称	蔗糖-PBS溶液 新报价
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:捷世康 型号:500ml/瓶
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

捷世康专业供应实验室用各类:染色液,缓冲液,溶液, elisa试剂盒等生化试剂, 信誉良好客户可先发货后付款。使用中发现与产品标示不一致可全额退款。

一 产品详细介绍：

【产品名称】：蔗糖-pbs溶液>最新报价

【英文名称】：

【产地】：山东青岛,进口原装

【有效期】：二个月。

【用途】：新鲜组织取材后,沉淀以去除多余水分,避免冷冻后产生冰晶。

【使用方法及组成】：主要由20%蔗糖、pbs溶液组成。

二 订购详情:

产品名称	规格/型号	贮存条件	产品浓度	有效期
蔗糖-pbs溶液>最新报价	500ml/瓶	4 遮光环境中遮光保存	20%-30%	现货

三 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

四 其他相关产品：

苏丹 酒精饱和溶液；红色溶液,常用于脂肪染色,可用于油脂是否存在的检验；100ml；室温,避光,12个月；jsk；脂类染色；主要由苏丹 、乙醇组成。

内分泌细胞颗粒染色液(铅苏木素法)；内分泌细胞颗粒染色；3 × 50ml；室温,避光,3个月；jsk；
内分泌染色；内分泌细胞颗粒呈深蓝-黑色

mes buffer(0.05mol/l,ph6.5)；ph缓冲液；100ml；4℃,3个月；jsk；常规其他；
主要由mes、去离子水、防腐剂等组成,调ph至6.5。蔗糖-pbs溶液>最新报价

乙型肝炎病毒染色液(shikata地衣红法)；乙肝病毒/hbv染色；3 × 50ml；4℃,避光,6个月；jsk；微生物染色；
特异性高,但染色效果易受原料影响,不稳定。hbsag阳性物质呈棕红至深棕色,背景呈浅淡灰棕色肝细胞核不着色。肝细胞内脂褐素也呈深棕色。

gill苏木素染色液(gill)；进行性染色液,尤其适用于细胞学涂片染色；100ml；室温,避光,12个月；jsk；
he染色；gill 液为正常浓度,染色时间3分钟。属于半氧化苏木素,比harris苏木素稳定,染色后无需盐酸乙醇分化,其缺点是：黏附的明胶甚至玻片也会染色。

acr-bis(40%,19:1)；配制丙烯酰胺凝胶(page胶),包括sds-page胶等,可以用于蛋白或核酸的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(4%acr-bis,19:1)；100ml；
4℃,避光,3个月；jsk；蛋白电泳；主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为19:1。蔗糖-pbs溶液>最新报价

mes buffer(0.1mol/l,ph8.0)；ph缓冲液；100ml；4℃,3个月；jsk；常规其他；
主要由mes、去离子水、防腐剂等组成,调ph至8.0。

sds-edta染料混合液(2.5 ×)；凝胶加样缓冲液