



产品名称	规格/型号	贮存条件	检测方法	货期	价格	生产厂家
人钙离子通道抗体(vgcc)elisa试剂盒 定性	48t/96t	在2-8 保存	双抗体夹心法	现货	本品供两种型号(新版,老版)	青岛捷世康生物科技有限公司

#### 四 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

#### 五 试剂盒性能：

- 1.样品线性回归与预期浓度相关系数r值为0.95以上。
- 2.批内与批间应分别小于9%和11%

#### 六 检测范围：

20  $\mu$ g/ml -800  $\mu$ g/ml

#### 七 保存条件及有效期：

- 1.试剂盒保存：；2-8 。
- 2.有效期：6个月

#### 八 其他类似产品：

western blot二抗稀释液；二抗稀释,可以防止抗体效价下降,减少抗体在组织上的非特异性吸附；100ml；4 ,3个月；jsk；免疫印迹；主要由tbs、bsa等组成。

亚甲基蓝染色液(0.2%)；多种组织切片、涂片染色；100ml；室温,避光,6个月；jsk；染色其他；主要由亚甲基蓝(美兰,次甲基蓝)、去离子水组成。

fab固定液；细胞或骨髓涂片固定；500ml；室温,避光,12个月；jsk；固定液；主要由磷酸盐、甲醛等组成,其ph值约为6.6-6.8。

apathy糖胶；免疫组化封闭剂；50ml；4 ,6个月；jsk；免疫组化；主要由阿拉伯胶、蔗糖、去离子水组成。

结晶紫甲醇溶液(2.5%);生物染色;100ml;室温,避光,6个月;jsk;染色其他;  
主要由结晶紫和无水甲醇组成,稀释20倍后使用。

天青石蓝b染色液;苏木素染色;100ml;4℃,避光,12个月;jsk;he染色;  
染色效果好于普通苏木素伊红染色。

clarke溶液;无水固定液,常用于he的染色固定,可以保护核酸。;500ml;室温,6个月;jsk;固定液;  
;人钙离子通道抗体(vgcc)elisa试剂盒|定性

主要由乙醇、冰乙酸组成。

改良乙醇bouin固定液;固定肾活检组织,组织学制备固定液,亦可以很好的保存糖原;500ml;  
室温,避光,12个月;jsk;固定液;主要由乙醇、甲醛、乙酸乙酯等组成。

改良油红o染色液;脂肪/脂滴染色;2×50ml;4℃,避光,6个月  
;人钙离子通道抗体(vgcc)elisa试剂盒|定性 jsk;脂类染色;  
主要由油红o异丙醇饱和液组成,染色后脂滴呈橘红色。

溶液(0.1mol/l);碱性磷酸酶等多种染色的原料之一,亦可以用于免疫组化。;500ml;4℃,避光,6个月;  
jsk;常规其他;水溶液呈碱性,ph为9.4,有一定毒性。

乙酸钠溶液(3mol/l,ph5.6,rnase free);用于乙醇沉淀rna等,乙酸钠又称naac即醋酸钠;500ml;室温,12个月;  
jsk;核酸提取;无菌溶液。主要由乙酸钠、冰乙酸组成,depc处理后,高压灭菌。