

酸性磷酸酶染色液|新报价

产品名称	酸性磷酸酶染色液 新报价
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:捷世康 型号:2 × 50ml
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

捷世康专业供应实验室用各类:染色液,缓冲液,溶液, elisa试剂盒等生化试剂, 信誉良好客户可先发货后付款。使用中发现与产品标示不一致可全额退款。

一 产品详细介绍：

【产品名称】：酸性磷酸酶染色液|最新报价

【英文名称】：

【产地】：山东青岛,进口原装

【有效期】：6个月

【用途】：细胞凋亡,细胞染色, 酸性磷酸酶染色

【使用方法及组成】：主要由孵育液、硫化液、阴性对照等组成。染色后酶活性部位呈棕黑色硫化铅沉淀。

二 订购详情:

产品名称	规格/型号	贮存条件	浓度或实验方法	有效期
酸性磷酸酶染色	2 × 50ml	4 遮光环境中遮光	偶氮偶联法	期货

三 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

四 其他相关产品：

内源性亲和素-生物素封闭试剂盒；免疫组化封闭液；2 × 100ml；—20℃，3个月；jsk；免疫组化；酸性磷酸酶染色液|最新报价

regaud溶液；重铬酸盐固定液；500ml；室温,避光,6个月；jsk；固定液；
临用前,按regaud溶液:福尔马林=8:2的比例,加入福尔马林。

core苏木素染色液；常规切片染色；100ml；室温,避光,24个月；jsk；he染色；
属于明矾苏木素的一种,采用酒精碘溶液氧化,存储太久后,使用时应过滤,染色时间一般20-45分钟。

普鲁士蓝染色液(伊红法)；三价铁染色,含铁血黄素染色；2 × 50ml；室温,避光,12个月；jsk；色素染色；
染色结果为：三价铁或含铁血黄素呈蓝色,其他呈红色。

糖原pas染色液；经典的糖原染色法,不仅能够显示糖原,还能显示中性黏液性物质和某些酸性物质以及软骨、垂体、真菌、色素、淀粉样物质、基底膜；4 × 50ml；4℃，避光,6个月；jsk；碳水染色；糖原染色中leagene推荐采用该染色液,是最常用的经典糖原染色法,高碘酸和schiff试剂应低温保存。染色结果为：pas反应阳性物质(糖原或多糖)均呈红色或紫红色；细胞核呈蓝色。

ten缓冲液(1 × ,ph8.0)；常规缓冲液,又称tris-edta-nacl溶液；500ml；室温,6个月；jsk；常规其他；酸性磷酸酶染色液|最新报价

bouin's固定液；活检标本的固定、媒染剂、适用于脂肪较多的组织标本。；100ml；室温,避光,6个月；jsk；固定液；主要由pa溶液、甲醛、乙酸组成。

孔雀石绿水溶液(1%)；布氏杆菌染色,科兹洛夫斯基染色；100ml；室温,避光,6个月；jsk；微生物染色；

过硫酸铵溶液(ap,10%)；丙烯酰胺和亚甲基双丙烯酰胺共聚合作的催化剂；5 × 1ml；4℃，2个月；jsk；蛋白电泳；主要由高纯过硫酸铵、去离子水组成,易衰减,不易保存。