

# 人不对称二甲基精氨酸 ADMA elisa试剂盒

产品名称	人不对称二甲基精氨酸 ADMA elisa试剂盒
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/盒
规格参数	品牌:捷世康 型号:48T/96T
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

## 产品详情

本品为捷世康根据多年研究与生产经验生产，部分指标产品采用进口r&d抗体包被，产品具有灵敏度高，快速,准确,操作简单,易于保存等优点。欢迎来电咨询订购。购买产品均有积分相赠（同一单位可累计）可兑现手机、笔记本电脑、豪华双人旅游券等礼品。

一 产品详细介绍：

【产品名称】：人不对称二甲基精氨酸(adma)elisa试剂盒|专利技术生产

【英文名称】：human asymmetrical dimethylarginine,adma elisa kit

【规格】：48t/96t

【产地】：山东青岛

【所需样本体积】：50-100ul

【产品用途】：仅用于科研实验,严禁用于临床诊断。

【检测标本】：血清 血浆 尿液 细胞上清液 组织标本

【样本保存条件】：2-8 下，可放置24-48小时。 -70 下，可放置6个月。

二 蛋白示意图：

三 订购信息：

--	--	--	--	--	--	--

产品名称	规格/型号	贮存条件	检测方法	货期	价格	生产厂家
人不对称二甲基精氨酸(adma)elisa试剂盒 专利技术生产	48t/96t	在2-8 保存	双抗体夹心法	现货	本品供两种型号(新版,老版)	青岛捷世康生物科技有限公司

#### 四 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

#### 五 试剂盒性能：

- 1.样品线性回归与预期浓度相关系数r值为0.95以上。
- 2.批内与批间应分别小于9%和11%

#### 六 检测范围：

20  $\mu$ g/ml -800  $\mu$ g/ml

#### 七 保存条件及有效期：

- 1.试剂盒保存：；2-8 。
- 2.有效期：6个月

#### 八 其他类似产品：

冰冻切片快速抗原修复液(5 $\times$ )；适合用于冰冻切片的快速抗原修复液,只需室温孵育5分钟即可完成对冰冻切片样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。；100ml；4 ,6个月；jsk；免疫组化；本抗原修复液含有了广泛使用的sds等抗原修复试剂等,pH值约为7.4,可以快速有效地去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联

tris-edta缓冲液(10 $\times$  te,pH7.6)；pH缓冲液,可以结合金属离子；500ml；室温,12个月；jsk；常规其他；无菌溶液。主要由tris、edta组成,经高压灭菌处理。

瑞氏-姬姆萨复合染色液；适用于细胞染色,也用于荚膜组织胞浆菌、马尔尼菲青霉菌等染色。；2 $\times$ 500ml；室温,12个月；jsk；微生物染色；主要由瑞氏色素、吉姆萨色素混合液、磷酸盐缓冲液组成,染色特点是细胞形态完整,对于侵袭性感染标本直接涂片染色较佳。

ph标准缓冲溶液(ph=4.00);校正ph计或酸度计;100ml;4℃,12个月;jsk;标准物质;  
该ph值是指在25℃条件下的值,误差范围在0.01,注意密闭保存。

rna凝胶加样缓冲液(5×, loading buffer);rna电泳加样/上样缓冲液;5ml;4℃,避光,12个月;jsk;  
核酸电泳;主要由去离子甲酰胺、溴酚蓝、二甲苯青ff、edta、sds等组成。

gram碘液(lugol's碘液);主要用于革兰染色等;100ml;室温,避光,12个月;jsk;微生物染色;  
主要由碘、碘化钾组成,碘液浓度为0.34%

内源性酶抑制剂(冰冻切片);冰冻切片时,抑制内源性酶(过氧化物酶);100ml;室温,6个月;jsk;  
免疫组化;主要由抑制剂、防腐剂、pbs配制。

尼氏染色液(亚甲蓝法);神经元染色,主要显示尼氏体;3×50ml;室温,避光,6个月;jsk;神经染色;  
主要由亚甲蓝染色液、缓冲液、钼酸铵溶液组成。尼氏体、核仁成蓝色。