

JC-900移动式洁净采样车JC-1200GMP

产品名称	JC-900移动式洁净采样车JC-1200GMP
公司名称	昆山广测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 加工定制:是 品牌:CN
公司地址	江苏昆山市春晖路
联系电话	86 0512 50135922 15995689748

产品详情

jc-900型移动式洁净采样车

是一种提供局部净化工作环境以进行原料取样的简易设备，具有成本低、试用简单、可移动等优点，被大多数gmp认证单位所采用。

工作原理：移动式洁净采样车采用离心风机系统将空气吸入，通过中效及高效过滤器，层流罩均压输出，将洁净空气送入工作区，使工作区达到要求的净化等级，并带有不间断电源，以方便采样使用。

结构特点：采用无尘防火高精度板材料为框架，实验区采用不锈钢贴面，密封性好、美观大方、牢固耐用。

技术参数

型号	jc-900
洁净度	100级@ 0.5um(美联邦209e)
菌落数	< 0.5个/皿.时 (直径90mm培养皿)
噪音	62db (a)
平均风速	0.25-0.6m/s
振动半峰值	0.5 μ m (x · y · z)
照度	300lx
电源	ac , 单相220v/50hz
最大功耗	800w
重量	160kg
工作尺寸	730*650*950mm
外形尺寸	900*730*1950mm

jc-1200型洁净采样车

移动式洁净采样车采用离心风机系统将空气吸入，通过中效及高效过滤器，层流罩均压输出，将洁净空气送入工作区，使工作区达到要求净化等级，并带有不间断电源，以方便采样使用。

采用无尘防火高密度板材料为框架，实验区采用不锈钢贴面，密封性好、美观大方、牢固耐用。

移动式洁净采样车是一种提供局部净化工作环境以进行原料取样的简易设备，具有成本低、使用简单、可移动等优点，被大多数gmp认证单位所采用。

技术参数：

型号	jc-1200
洁净度	工作区内 0.5 μm尘埃粒径应 3.5颗/升（百级超净）
噪音	62db(a)
菌落数	0.5个/皿·时（90mm培养皿）
平均风速	0.25-0.60m/s
振动半峰值	<0.5 μm（x.y.z方向）
照度	300lx
最大功率	0.8kw
电源	ac单相220v/50hz
重量	<300kg
外形尺寸（mm）	1200 × 1950 × 730（mm）
工作区尺寸（mm）	1030 × 700 × 1000（mm）

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，品牌是CN，型号是JC-900，JC-1200，产品别名是洁净采样车，空气净化技术是HEPA高效过滤技术，功率是1（Kw），处理风量是2160（m³/h），净化率是99（%），噪音是62（dB），适用领域是工厂，实验室，规格是JC-900,JC-1200