

绵马酸ABA|38226-84-5|说明书

产品名称	绵马酸ABA 38226-84-5 说明书
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:捷世康 型号:10mg/支
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

青岛捷世康生物科技有限公司经营生物学研究用各类专业试剂、实验室耗材，细胞转染试剂。公司另设有提纯车间，可为客户定制提取植物提取物（山东省内可安排取样）。另代理进口试剂可为客户提供一站式采购服务。我司长期坚持“质量是企业生存之本的原则”，产品使用中如发现所需指标与产品外包装标示不一致可全额退款。

一 产品基本信息: [产品名称]：绵马酸aba|38226-84-5|说明书

[别名]：绵马酸aba

[英文名称]：filixic acid aba

[cas#]：38226-84-5

[分子式]:c32h36o12

[分子量]：612.63

三 分子结构式：

暂无

四 订购信息：

产品性状	规格/型号	含量	运输方式	保存方法	用途

			有效期			
高纯粉末	10mg/支	98	二十四个月	全国快递免运费	保存于2-8 遮光环境中。	含量测定

[绵马酸aba|38226-84-5|说明书 用途]：仅科研实验使用，严禁用于临床。

五 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用标准品货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。因时间问题将于次日发货。
- 5、如需代为提取植物提取物（或检测），标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样。
- 6、产品发票随快递一同递送。

六 其他相关产品简介：

抑肽酶储存液(aprotinin,2mg/ml)；蛋白酶抑制剂；1ml；—20℃，避光,18个月；jsk；蛋白酶抑制剂；工作浓度2ug/ml

acr-bis(38.4%:1.6%)；dgge电泳,丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(acr-bis,38.4%:1.6%)；100ml；4℃，避光,3个月；jsk；蛋白电泳；主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为38.4%:1.6%。

tris-hcl缓冲液(1mol/l,ph8.0,无菌)；常规ph缓冲液；100ml；室温,6个月；jsk；常规其他；无菌溶液。主要由tris、去离子水组成,调ph值至8.0,经高压灭菌处理。

氨基肽酶染色液(同时偶联法)；氨基肽酶染色；3×50ml；4℃，避光,6个月；jsk；酶类染色；绵马酸aba|38226-84-5|说明书 主要由丙胺酰孵育液、对品红盐酸溶液、硫酸铜溶液、阴性对照等组成,染色后酶活性部位呈棕黄色。

缓冲液；500ml；4℃，6个月；jsk；免疫组化；浓度为0.04m:0.2m

rnase a(10mg/ml)；去除rna；5ml；—20℃，12月；jsk；rna溶液；主要由rnase a、tris-hcl、氯化钠组成,未加热灭活,含有极少量dnase。

ab-pas染色液；也称阿利新蓝pas联合染色法,可以进行黏液物质/黏蛋白染色；绵马酸aba|38226-84-5|说明书 区分酸性黏蛋白,中性黏蛋白,混合黏液物质等。；6×50ml；4℃，避光,6个月；jsk；碳水染色；黏液物质染色中leagene推荐采用该该染色液。主要由阿利新蓝/阿尔新蓝溶液,ph值为2.5,过碘酸溶液、苏木素等组

成。

mops电泳缓冲粉剂(1×);主要用于rna电泳;10×1l;室温,24个月; jsk;核酸电泳;
主要由mops、乙酸钠、edta组成,溶解于depc水中。

葡萄糖-tris-edta溶液(gte);碱裂解法少量制备质粒;100ml;4℃,12个月; jsk;核酸提取;
主要由葡萄糖、tris-hcl、edta组成。