

木糖醇|87-99-0|促销中

产品名称	木糖醇 87-99-0 促销中
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:捷世康 型号:20mg/支
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

青岛捷世康生物科技有限公司经营生物学研究用各类专业试剂、实验室耗材，细胞转染试剂。公司另设有提纯车间，可为客户定制提取植物提取物（山东省内可安排取样）。另代理进口试剂可为客户提供一站式采购服务。我司长期坚持“质量是企业生存之本的原则”，产品使用中如发现所需指标与产品外包装标示不一致可全额退款。

一 产品基本信息: [产品名称]：木糖醇|87-99-0|促销中

[别名]：五羟基戊烷、戊五醇

[英文名称]：xylitol

[cas#]：87-99-0

[分子式]:c5h12o5

[分子量]：152.15

三 分子结构式：

暂无

四 订购信息：

产品性状	规格/型号	含量	有效期	运输方式	保存方法	用途

高纯粉末	20mg/支	98	二十四个月	全国快递免运费	保存于2-8 遮光环境中。	含量测定
------	--------	----	-------	---------	---------------	------

[木糖醇|87-99-0|促销中用途]：仅科研实验使用，严禁用于临床。

五 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用标准品货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。因时间问题将于次日发货。
- 5、如需代为提取植物提取物（或检测），标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样。
- 6、产品发票随快递一同递送。

六 其他相关产品简介：

mops电泳缓冲粉剂(1×)；主要用于rna电泳；1l；室温,24个月；jsk；核酸电泳；主要由mops、乙酸钠、edta组成,溶解于depc水中。

苏木素无水乙醇溶液(10%)；常规切片he染色；100ml；室温,避光,24个月；jsk；he染色；

溴酚蓝水溶液(bpb,1%)；ph指示剂,常用于电泳指示剂；10ml；室温,避光,12个月；jsk；蛋白电泳；主要由电泳级溴酚蓝、去离子水组成。

蛋白酶抑制剂混合液(100×pic)；蛋白酶抑制剂；1ml；-20℃，避光,6个月；jsk；蛋白酶抑制剂；主要由亮抑酶肽、胰凝乳蛋白酶抑制剂、抑胃肽酶a、pmsf等组成。

苏丹黑b染色液；脂肪、磷脂染色；2×50ml；室温,避光,6个月；jsk；脂类染色；主要由苏丹黑b,核固红染液组成。中性脂肪呈黑色,磷脂呈灰黑色。

mes buffer(0.1mol/l,ph4.7)；ph缓冲液；100ml；4℃，3个月；jsk；常规其他；主要由mes、去离子水、防腐剂等组成,调ph至4.7。

atpase染色液(钙钴法)；腺苷三磷酸酶染色；5×50ml；4℃，避光,6个月；jsk；酶类染色；主要由孵育液、硝酸钴、硫化铵、阴性对照孵育液等组成。酶活性部位呈黑色。

淀粉样物质染色液(highman刚果红法)；显示淀粉样变性,用于肿瘤的诊断,可以显色淀粉样物、弹力纤维、嗜伊红颗粒；3×50ml；室温,避光,6个月；jsk；碳水染色；经典刚果红染色法,被广泛应用,乙醇分化是关键步骤。

rossman溶液；结缔组织黏液和脐带的固定；500ml；室温,避光,6个月；jsk；固定液；

tris-hcl缓冲液(1mol/l,ph7.4);常规ph缓冲液;500ml;室温,12个月;jsk;常规其他;
主要由tris、去离子水组成,调ph值至7.4。

戊二醛固定液(4%);

对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好,主要用于电镜标本的固定。不适用固定核酸、多糖物质。;
100ml;4℃,避光,6个月;jsk;固定液;主要由戊二醛溶液、磷酸盐组成,ph值为7.4。