

人上皮特异性抗原 ESA elisa试剂盒

产品名称	人上皮特异性抗原 ESA elisa试剂盒
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/盒
规格参数	品牌:捷世康 型号:48T/96T
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

本品为捷世康根据多年研究与生产经验生产，部分指标产品采用进口r&d抗体包被，产品具有灵敏度高，快速,准确,操作简单,易于保存等优点。欢迎来电咨询订购。购买产品均有积分相赠（同一单位可累计）可兑现手机、笔记本电脑、豪华双人旅游券等礼品。

一 产品详细介绍：

【产品名称】：人上皮特异性抗原(esa)elisa试剂盒|科研用

【英文名称】：human epithelial specific antigen,esa elisa kit

【规格】：48t/96t

【产地】：山东青岛

【所需样本体积】：50-100ul

【产品用途】：仅用于科研实验,严禁用于临床诊断。

【检测标本】：血清 血浆 尿液 细胞上清液 组织标本

【样本保存条件】：2-8 下，可放置24-48小时。 -70 下，可放置6个月。

二 蛋白示意图：

三 订购信息：

--	--	--	--	--	--	--	--

产品名称	规格/型号	贮存条件	检测方法	货期	价格	生产厂家
人上皮特异性抗原(esa)elisa试剂盒 科研用	48t/96t	在2-8 保存	双抗体夹心法	现货	本品供两种型号(新版,老版)	青岛捷世康生物科技有限公司

四 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

五 试剂盒性能：

- 1.样品线性回归与预期浓度相关系数r值为0.95以上。
- 2.批内与批间应分别小于9%和11%

六 检测范围：

20 μ g/ml -800 μ g/ml

七 保存条件及有效期：

- 1.试剂盒保存：；2-8 。
- 2.有效期：6个月

八 其他类似产品：

改良乙醇bouin固定液；固定肾活检组织,组织学制备固定液,亦可以很好的保存糖原；500ml；室温,避光,12个月；jsk；固定液；主要由乙醇、甲醛、乙酸乙酯等组成。

改良油红o染色液；脂肪/脂滴染色；2 \times 50ml；4 ，避光,6个月；jsk；脂类染色；主要由油红o异丙醇饱和液组成,染色后脂滴呈橘红色。

溶液(0.1mol/l)；碱性磷酸酶等多种染色的原料之一,亦可以用于免疫组化。；500ml；4 ，避光,6个月；jsk；常规其他；水溶液呈碱性,ph为9.4,有一定毒性。

乙酸钠溶液(3mol/l,ph5.6,rnase free)；用于乙醇沉淀rna等,乙酸钠又称naac即醋酸钠；500ml；室温,12个月；jsk；核酸提取；无菌溶液。主要由乙酸钠、冰乙酸组成,depc处理后,高压灭菌。

pbs磷酸盐缓冲粉剂(0.01mol/l,ph7.2-7.4);多用于免疫组化和细胞染色;1l;室温,24个月;jsk;免疫组化;生物学和医学上经常用的一种磷酸缓冲液,主要由磷酸氢二钠和磷酸二氢钾组成的粉剂。溶于水后ph约为7.2-7.4。

gtbe电泳缓冲液(1×);又称甘氨酸-tbe电泳缓冲液,用于dna脉冲场电泳;500ml;室温,12个月;jsk;核酸电泳;主要由tbe缓冲液和甘氨酸组成。

tris-hcl缓冲液(1.5mol/l,ph8.8);常规ph缓冲液,常用于配制浓缩胶;500ml;室温,12个月;jsk;蛋白电泳;

病毒包涵体染色液(亚甲蓝伊红法);病毒包涵体染色;2×50ml;室温,避光,6个月;jsk;微生物染色;采用man亚甲蓝伊红法,染色后包涵体成红色,细胞核呈蓝色。

goldview(10000×);一种可代替溴化乙锭(eb)的新型dna染料,其灵敏度与eb相当,使用方法与之完全相同。在紫外灯下双链dna呈现绿色荧光,而单链dna呈红色荧光,低毒性,主要针对500bp以上的片段。;1ml;4,避光,24个月;jsk;核酸电泳;goldview有一定毒性对皮肤、眼睛会有一定的刺激。