

# 细胞色素氧化酶染色液|科研用

产品名称	细胞色素氧化酶染色液 科研用
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:捷世康 型号:5 × 50ml
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

## 产品详情

捷世康专业供应实验室用各类:染色液,缓冲液,溶液, elisa试剂盒等生化试剂, 信誉良好客户可先发货后付款。使用中发现与产品标示不一致可全额退款。

### 一 产品详细介绍：

【产品名称】：细胞色素氧化酶染色液|科研用

【英文名称】：

【产地】：山东青岛,进口原装

【有效期】：6个月

【用途】：细胞色素氧化酶染色

【使用方法及组成】：主要由co孵育液、lugol碘液、硫代硫酸钠溶液、钴盐溶液、阴性对照等组成,染色后酶活性部位呈棕绿色。

### 二 订购详情:

产品名称	规格/型号	贮存条件	浓度或实验方法	有效期
细胞色素氧化酶	5 × 50ml	4 遮光环境中遮光	详情咨询客服	期货

### 三 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足,除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期,详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测,标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样(限省内客户)。
- 6、待测免收待测费,一周出结果。

### 四 其他相关产品：

depc-pbs溶液(活跃);rna杂交缓冲液;500ml;室温,12个月;jsk;核酸杂交;  
主要由pbs、0.1%depc组成,未经高压处理,具有处理rna酶活性。

多聚赖氨酸溶液(10 × p11,1mg/ml);一种粘附剂,常用于载玻片的包被;50ml;—20℃,避光,12个月;jsk;  
免疫组化;

焦油紫染色液(0.5%);尼氏小体染色;50ml;室温,避光,6个月;jsk;神经染色;  
尼氏小体呈紫色,背景接近于无色,染色后避光保存。

苏木素无水乙醇溶液(5%);常规切片he染色;100ml;室温,避光,24个月;jsk;he染色;

tris-硼酸电泳缓冲粉剂(5 × tbe);电泳缓冲液,常用于dna凝胶电泳;1l;室温,24个月;jsk;核酸电泳;  
主要由tris、硼酸、edta、depc处理水组成。

dna凝胶加样缓冲液(6 × dna loading buffer);常规琼脂糖凝胶电泳中dna凝胶加样缓冲液;10ml;  
4℃,12个月;jsk;核酸电泳;主要由溴酚蓝、甘油、蔗糖、二甲苯青ff等组成。

盐酸乙醇胺溶液(1mol/l,ph8.0);制备dna亲和介质;500ml;室温,6个月;jsk;dna溶液;过滤除菌。

印度墨汁;负染色液,主要用于新型隐球菌、某些病毒的染色;100ml;室温,避光,12个月;jsk;染色其他;  
染色后的样品图像呈现透明的亮光,而背景图像呈黑色。

核酸杂交液;核酸杂交;50ml;4℃,避光,6个月;jsk;核酸杂交;  
主要由去离子甲酰胺、ssc、sds、变性鲑鱼精dna、硫酸葡萄糖、depc水等组成,使用前避免污染。

福尔马林-硫酸锌溶液(10%);组织固定,是免疫组化染色的优良的固定剂;500ml;室温,避光,12个月;jsk;  
固定液;主要由甲醛、硫酸锌组成。