

木犀草素-5-O-葡萄糖苷

产品名称	木犀草素-5-O-葡萄糖苷
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:捷世康 型号:10mg/支
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

青岛捷世康生物科技有限公司经营生物学研究用各类专业试剂、实验室耗材，细胞转染试剂。公司另设有提纯车间，可为客户定制提取植物提取物（山东省内可安排取样）。另代理进口试剂可为客户提供一站式采购服务。我司长期坚持“质量是企业生存之本的原则”，产品使用中如发现所需指标与产品外包装标示不一致可全额退款。

一 产品基本信息: [产品名称]：木犀草素-5-o-葡萄糖苷|20344-46-1|对照品

[别名]：木犀草素-5-o-葡萄糖苷

[英文名称]：luteolin-5-o-glucoside

[cas#]：20344-46-1

[分子式]:c₂₁h₂₀o₁₁

[分子量]：448.377

三 分子结构式：

暂无

四 订购信息：

产品性状	规格/型号	含量		运输方式	保存方法	用途
------	-------	----	--	------	------	----

			有效期			
高纯粉末	10mg/支	98	二十四个月	全国快递免运费	保存于2-8 遮光环境中。	含量测定

[木犀草素-5-o-葡萄糖苷|20344-46-1|对照品用途]：仅科研实验使用，严禁用于临床。

五 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用标准品货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。因时间问题将于次日发货。
- 5、如需代为提取植物提取物（或检测），标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样。
- 6、产品发票随快递一同递送。

六 其他相关产品简介：

mes buffer(0.1mol/l,ph8.0)；ph缓冲液；100ml；4℃，3个月；jsk；常规其他；
主要由mes、去离子水、防腐剂等组成,调ph至8.0。

sds-edta染料混合液(2.5×)；凝胶加样缓冲液；5ml；4℃，6个月；jsk；蛋白电泳；
主要由sds、edta、溴酚蓝、二甲苯青ff、蔗糖等组成。

sds-page浓缩胶缓冲液(4×)；配制sds-page浓缩胶；100ml；室温,12个月；jsk；蛋白电泳；
含0.4%sds,配制使无需添加sds溶液

ttc染色液(2%)；

尸检中的新鲜心脏组织和脑组织以及实验动物模型早期梗死组织的染色,测定脑梗死灶体积；50ml；
4℃，避光,6个月；jsk；神经染色；ttc与正常组织中的呼吸酶反应而呈红色,而缺血组织内呼吸酶活性下降,不能反应,故不会产生变化呈苍白色。

plp固定液；又称过碘酸钠-赖氨酸-多聚甲醛固定液,尤其适用于免疫电镜中保护抗原性和超微结构。；
500ml；4℃，避光,6个月；jsk；固定液；
主要由赖氨酸、磷酸氢二钠、高碘酸钠等组成,对保存抗原性有很好的作用。

三磷酸腺苷溶液(atp,10mmol/l)；又称腺苷三磷酸,atp是细胞内一种高能磷酸化合物三磷酸；10ml；
—20℃，12个月；jsk；pcr相关；主要由atp、tris-hcl等组成。

temed；丙烯酰胺和亚甲基双丙烯酰胺共聚合作的催化剂；10ml；室温,避光,12个月；jsk；蛋白电泳；

tris-乙酸电泳缓冲液(50×tae)；电泳缓冲液,常用于dna凝胶电泳；500ml；室温,12个月；jsk；核酸电泳；
主要由2mtris-乙酸、50mmedta组成。

tris凝胶缓冲液(4 × ,ph7.1-8.9); 配制tris非变性聚丙烯凝胶; 500ml; 4 ,6个月; jsk; 蛋白电泳;

碱性磷酸酶染色液(偶氮偶联法,适用冰冻切片); 碱性磷酸酶染色,又称同时偶联法; 2 × 20ml;
4 ,避光,4个月; jsk; 酶类染色;

碱性磷酸酶活性部位呈棕黑色,位于胞浆中。油镜下计数100个中性粒细胞,求出百分比和积分。