

# ATPase染色液|生化试剂

产品名称	ATPase染色液 生化试剂
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:捷世康 型号:5 × 50ml
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

## 产品详情

捷世康专业供应实验室用各类:染色液,缓冲液,溶液, elisa试剂盒等生化试剂, 信誉良好客户可先发货后付款。使用中发现与产品标示不一致可全额退款。

### 一 产品详细介绍：

【产品名称】：atpase染色液|生化试剂

【英文名称】：

【产地】：山东青岛,进口原装

【有效期】：6个月

【用途】：腺苷三磷酸酶染色

【使用方法及组成】：主要由孵育液、硝酸钴、硫化铵、阴性对照孵育液等组成。酶活性部位呈黑色。

### 二 订购详情:

产品名称	规格/型号	贮存条件	浓度或实验方法	有效期
atpase染色液 生化试剂	5 × 50ml	4 遮光环境中遮光保存	钙钴法	现货

### 三 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

### 四 其他相关产品：

常规考马斯亮蓝染色试剂盒；蛋白电泳胶的染色,或western转膜后page胶上残余蛋白的检测。；600ml；室温,12个月；jsk；蛋白检测；该试剂为r-250染色工作液100ml,洗脱液500ml

抗酸染色液(改良kinyoun冷染法)；抗酸菌(诺卡菌和红球菌等)染色,可鉴别抗酸菌与非抗酸菌；3 × 50ml；室温,避光,12个月；jsk；微生物染色；抗酸菌或弱酸菌(诺卡菌和红球菌等)呈红色,非抗酸杆菌和背景呈浅蓝色。主要由石炭酸复红液、脱色液、亚甲蓝复染液组成。

姬姆萨染色储存液(10 × giemsa stain)；血液和细胞涂片、细菌、染色体显带、原生动植物寄生虫等染色；2 × 500ml；室温,24个月；jsk；微生物染色；细胞核呈紫红色或蓝紫色,胞浆呈粉红色。含10 × 磷酸盐缓冲液,1:1:8稀释后使用,但磷酸盐缓冲液稀释后即配即用,不易保存。

western blot二抗稀释液；二抗稀释,可以防止抗体效价下降,减少抗体在组织上的非特异性吸附；100ml；4 ℃,3个月；jsk；免疫印迹；主要由tbs、bsa等组成。

亚甲基蓝染色液(0.2%)；多种组织切片、涂片染色；100ml；室温,避光,6个月；jsk；染色其他；主要由亚甲基蓝(美兰,次甲基蓝)、去离子水组成。

fab固定液；细胞或骨髓涂片固定；500ml；室温,避光,12个月；jsk；固定液；主要由磷酸盐、甲醛等组成,其ph值约为6.6-6.8。

apathy糖胶；免疫组化封闭剂；50ml；4 ℃,6个月；jsk；免疫组化；主要由阿拉伯胶、蔗糖、去离子水组成。

结晶紫甲醇溶液(2.5%)；生物染色；100ml；室温,避光,6个月；jsk；染色其他；主要由结晶紫和无水甲醇组成,稀释20倍后使用。

天青石蓝b染色液；苏木素染色；100ml；4 ℃,避光,12个月；jsk；he染色；染色效果好于普通苏木素伊红染色。