

# 乙酰胆碱酯酶染色液|生化试剂

产品名称	乙酰胆碱酯酶染色液 生化试剂
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:捷世康 型号:3 × 50ml
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

## 产品详情

捷世康专业供应实验室用各类:染色液,缓冲液,溶液, elisa试剂盒等生化试剂, 信誉良好客户可先发货后付款。使用中发现与产品标示不一致可全额退款。

一 产品详细介绍：

【产品名称】：乙酰胆碱酯酶染色液|生化试剂

【英文名称】：

【产地】：山东青岛,进口原装

【有效期】：6个月

【用途】：乙酰胆碱酯酶和胆碱酯酶染色

【使用方法及组成】：主要由碘化乙酰硫代胆碱、硫酸铜等组成。酶活性部位为棕色沉淀。

二 订购详情:

产品名称	规格/型号	贮存条件	浓度或实验方法	有效期
乙酰胆碱酯酶染色液 生化试剂	3 × 50ml	4 遮光环境中遮光保存	铅铜硫胆碱法, 亚铁氰化铜法	期货

### 三 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

### 四 其他相关产品：

二苯胺试剂(1%)；检测dna；100ml；4℃，3个月；jsk；核酸检测；主要由二苯胺、冰乙酸等组成。

抑胃肽酶储存液(pepstain,1mg/ml)；胃蛋白酶抑制剂；1ml；—20℃，避光,18个月；jsk；蛋白酶抑制剂；工作浓度1umol/l

碱性品红水溶液(1%)；主要用于细菌的染色和组织切片染色；100ml；室温,避光,12个月；jsk；染色其他；主要由碱性品红、去离子水组成。

酸性乙醇分化液(0.5%)；苏木素染色或其他染色后的分化液；500ml；室温,12个月；jsk；染色其他；苏木素染色2-5秒

高压抗原修复试剂盒；抗原修复缓冲液；2×100ml；室温,12个月；jsk；免疫组化；主要由h<sub>2</sub>o<sub>2</sub>-甲醇溶液、柠檬酸缓冲液组成。

姬姆萨染色液(giemsa stain,1:9)；血液和细胞涂片、细菌、染色体显带、原生动植物寄生虫等染色；100ml；室温,24个月；jsk；微生物染色；主要由吉姆萨原液、磷酸盐缓冲液组成,按1:9混合使用。细胞核呈紫红色或蓝紫色,胞浆呈粉红色。

福尔马林-氯化钠溶液(10%)；各种组织固定；500ml；室温,避光,12个月；jsk；固定液；主要由甲醛、氯化钠组成。

碳酸钾溶液(1mol/l)；常规溶液,也适用于胶体金标记；500ml；室温,12个月；jsk；免疫组化；主要由碳酸钾、双蒸水组成。

碱性磷酸酶-pas联合染色液；

碱性磷酸酶染色与过碘酸雪夫试剂合用,同时显色碱性磷酸酶和pas阳性物质。；6×50ml；4℃，避光,3个月；jsk；酶类染色；适用于冰冻切片、石蜡切片,碱性磷酸酶活性部位呈黑色,pas阳性物质呈紫红色。染色过程中注意控制过碘酸处理的时间,否则容易褪色。

福尔马林-乙酸钙溶液(10%)；组织固定,更有利于保护脂肪组织；500ml；室温,避光,12个月；jsk；固定液；又称为甲醛钙,主要由甲醛、乙酸钙组成。