

# 乳酸脱氢酶染色液|青岛捷世康

产品名称	乳酸脱氢酶染色液 青岛捷世康
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:捷世康 型号:2 × 50ml
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

## 产品详情

捷世康专业供应实验室用各类:染色液,缓冲液,溶液, elisa试剂盒等生化试剂, 信誉良好客户可先发货后付款。使用中发现与产品标示不一致可全额退款。

### 一 产品详细介绍：

【产品名称】：乳酸脱氢酶染色液|青岛捷世康

【英文名称】：

【产地】：山东青岛,进口原装

【有效期】：6个月

【用途】：乳酸脱氢酶染色,主要显示h型(ldh1)

【使用方法及组成】：主要由四氮唑蓝孵育液、阴性对照组成。染色后酶活性部位呈蓝紫色沉淀。

### 二 订购详情:

产品名称	规格/型号	贮存条件	有效期
乳酸脱氢酶染色液 青岛捷世康	2 × 50ml	4 遮光环境中遮光保存	浓度或实验方法 h型,四唑盐法 现货

### 三 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

### 四 其他相关产品：

tris-hcl缓冲液(1mol/l,ph6.8)；常规ph缓冲液,常用于配制浓缩胶；100ml；室温,12个月；jsk；蛋白电泳；

tris-edta缓冲液(1 × te,ph7.6)；ph缓冲液,可以结合金属离子；500ml；室温,12个月；jsk；常规其他；  
无菌溶液。主要由tris、 edta组成,经高压灭菌处理。

淀粉样物质染色液(bennhold刚果红法)；显示淀粉样变性,用于肿瘤的诊断；5 × 50ml；室温,避光,12个月；  
jsk；碳水染色；经典刚果红染色法,乙醇分化是关键步骤。

姬姆萨染色液(giems stain,1:9)；血液和细胞涂片、细菌、染色体显带、原生动植物寄生虫等染色；500ml；  
室温,24个月；jsk；微生物染色；  
主要由吉姆萨原液、磷酸盐缓冲液组成,按1:9混合使用。细胞核呈紫红色或蓝紫色,胞浆呈粉红色。

天青石蓝b染色液；苏木素染色；50ml；4 ，避光,12个月；jsk；he染色；  
染色效果好于普通苏木素伊红染色。

蛋白酶抑制剂；5ml；4 ，6个月；jsk；蛋白酶抑制剂；使用前用pmsf溶剂溶解,其工作浓度1mmol/l

抗酸染色液(金胺o荧光法)；抗酸菌(结核杆菌等)染色,可鉴别抗酸菌与非抗酸菌；4 × 500ml；  
室温,避光,12个月；jsk；微生物染色；荧光显微镜下抗酸菌呈亮黄色，非抗酸杆菌和背景呈暗黄色。主  
要由金胺o染色液、脱色液、复染液组成。

铜染色液(红氨酸法)；铜和同相关蛋白染色；2 × 50ml；室温,避光,3个月；jsk；金属及盐染色；  
固定剂采用中性福尔马林,染色最好在恒温水浴中进行。

tris-乙酸电泳缓冲液(50 × tae,rnase free)；电泳缓冲液,常用于dna凝胶电泳；500ml；室温,12个月；jsk；  
核酸电泳；主要由2mtris-乙酸、50mmedta、depc处理组成。