

长沙富兰德全自动自动润滑油氧化安定性测定仪

产品名称	长沙富兰德全自动自动润滑油氧化安定性测定仪
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:富兰德仪器 型号:FDH-0181 符合标准:SH/T0193
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号 金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

产品详情

适用范围

该仪器为国内首创产品，代替原有的有纸记录仪，仪器采用液晶触摸屏全自动控制系统，操作人员只要把试样放进仪器里，仪器自动检测、打印结果，整个过程无需人工操守。其原理是将试样、蒸馏水和铜催化剂线圈一起放到玻璃试管内，然后把它放进氧弹中，氧弹在室温下充入氧气，放入规定温度的油浴中，氧弹需与水平面成30度角，氧弹转速需达到100r/min。当达到规定的压力降时，记录时间，停止试验，做为试样的氧化安定性。

功能特点

- 1、大屏幕 windows 界面，双曲线画面显示（包括控温状况、氧弹转速、压力曲线、测试数据、平均值等）整个试验过程一目了然
- 2、无需人工值守，采用智能系统自动判别实验结果，自动保存结果并打印报表
- 3、仪器具有自我诊断程序，故障自动提醒报警
- 4、采用进口品牌万向旋转接头，避免仪器因漏气产生实验结果偏差的情况

技术参数

- 1、电源：ac220v \pm 10%。
- 2、加热管功率：2500w。
- 3、压力传感器量程：0~1.6mpa，
- 4、精度： \pm 2‰。
- 5、油浴控温范围：室温~200.0 连续可调，常用150.0 。
- 6、控温精度： \pm 0.1 。
- 7、两弹设计，可同时做两个试样，方便平行试验。
- 7、旋转机构转速： 100 ± 5 r/min。
- 8、氧弹与水平面夹角： 30° 。