

医用打印胶片

产品名称	医用打印胶片
公司名称	南京江亚版材科技有限公司
价格	9.60/平方
规格参数	品牌:江亚 型号:J-C-125um
公司地址	南京市江宁区彤天路101号
联系电话	15996303167 18168089502

产品详情

南京江亚版材科技有限公司

产品特点：本产品适用于彩色打印机取代医疗行业dr,cr,ct等传统黑白彩色胶片，即打即取无需等待，防水不退色。表观硬挺、洁白、细滑、亚光、防水、耐撕，有朦胧效果，适于长久保存，可使用铅笔、签字笔、圆珠笔、钢笔等手工书写。

适用机型：爱普生、佳能、富士施乐、惠普、oki等所有桌面型打印机

产品用途：适用于医疗诊断和治疗中用于各型医疗诊疗结果发布媒介。

包括各种检验，体检，超声，病理，检验，cr，dr，mri，rvg，三维重建，口腔，牙片，红外乳腺，阴道镜，各型光学窥镜与电子镜，建模预测，彩色胶片照相，眼科影像等到各型医疗诊疗报告

产品规格：常用规格有a4（210x297mm）a3(297x420mm)、b5（182x257mm),16k(184x260mm)14x17(360*430mm),8x10(20.32*25.4mm)可根据用户要求分切各种规格

医用pet胶片的显著优点：

专业：针对彩超成像特点，度身打造，专利技术品质：造型美观，手感细腻，高分辨率，直观诊断效果。

功效：提高行业标准，提升医院档次，增强患者满意度。

环保：met材质，环保理念，绿色产品。

产品适用范围：医院各科室的图文报告（b超、眼超、喉镜、胃镜、阴道镜等）、ct（a4以上尺寸）、核磁共振成像（a4以上尺

【储存】1.温、湿度：温度10 ~ 23 ，相对湿度30% ~ 65%，远离热源存放。2.气体：储存室内不得有硫化氢、氨气、二氧化硫和甲醛等酸碱性和有害气体。3.堆放型式：应立放储存，以免受压力而产生不良影响。

【使用环境】最佳使用环境为温度18 ~ 24 、相对湿度50% ~ 65%。

【适用机型】

oki：（310、330、530、610、710、810、830、910），
富士施乐：（cp105、cp205、2270、2265、3373、2200、3300），利盟：（792、790），
柯尼卡美能达：（4750dn）佳能：（2020、5050、5960、7200、7660、7600、7750、9100）
惠普、理想等品牌机器均可使用。