

# 台式溶氧仪-DOS-608 中文台式溶解氧测定仪

产品名称	台式溶氧仪-DOS-608 中文台式溶解氧测定仪
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:DOS-608
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

## 产品详情

### DOS-608中文台式溶解氧仪

DOS-608中文台式溶解氧仪是市面上功能最强，使用最方便的一款高精度ppM级溶解氧仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧仪值的连续监测。

**主要特点** 显示方式：中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。 微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。  
PPb级：配上T402ppb级溶氧电极及有机玻璃密闭测量池，测量微量氧精度高且无漂移。  
高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。防水防侵蚀设计。  
电极诊断：多种标定方式，I0、S查询，监测电极性能。  
网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。历史数据：存储3000个数据。  
记事本功能：记载200条信息。 内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

## 技术指标

- 1.中文液晶显示，中文菜单式操作；
- 2.测量范围：0~100.0 ug/L；0~20.00 mg/L（自动切换）；0~60 ；
- 3.饱和度：0-200.0%；
- 4.分辨率：0.1 ug/L；0.01 mg/L；0.1 ；
- 5.整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS，温度：±0.5 ；
- 6.整机示值重复性：±0.5%FS；
- 7.整机示值稳定性：±1.0%FS；
- 8.自动温度补偿范围：0~60 ，25 为基准；
- 9.响应时间：<60秒（终值的98%，25 ） 37 ：98%终值<20秒；
- 10.时钟精度：±1分/月；
- 11.RS232通讯接口（选配）；
- 12.数据存储数量:3000点；
- 13.数据连续掉电保存时间：10年；
- 14.电源：220V ± 10% ， 50 ± 1HZ；
- 15.外形尺寸：202(长)\*202(宽)\*68(高)mm；

16.重量：二次表：1.0 Kg ；

17.工作条件：环境温度：0~60 相对湿度：<85%。

标准配置：DOS-608二次表 一台，T402ppm氧电极 一支，HT10外置电源一个，

温度电极一支，电极支架一套

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐13787219935，0731-88592298

QQ1211298488

欢迎您的来电！