

# 实验室电导率仪、中文台式电导率仪

产品名称	实验室电导率仪、中文台式电导率仪
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:DDS-601
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

## 产品详情

### DDS-601中文台式电导率仪

DDS-601是市面上功能最强，使用最方便的一款电导率仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

#### 主要特点

电导率与电阻率同屏显示。

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。

25 折算：温度补偿自动测量/手动输入。

超纯水自动温度补偿。

防水防侵蚀设计。

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

历史数据：存储3000个数据。

记事本功能：记载200条信息。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机

可测量高纯水：配电极常数0.01 cm<sup>-1</sup>的钛合金电极和密封测量池。

## 技术指标

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作

测量范围：电极常数x (1 ~ 20000)  $\mu$  S/cm，0 ~ 99.9

0.01 ~ 200  $\mu$  S/cm；（配0.01电极）；

0.1 ~ 2000  $\mu$  S/cm；（配0.1电极）；

1.0 ~ 20.00mS/cm；（配1.0 电极）；

10 ~ 200.0mS/cm ; ( 配10.0电极 ) ;

TDS : 0.0 ~ 19.99g/L; 盐度 : 0.0 ~ 80.0 ppt

分辨率 : 0.001  $\mu$  S/cm、0.1

电极常数 : 0.001 ~ 15.0 cm<sup>-1</sup>间由软件设定

温补范围 : 自动/手动0 ~ 99.9

温度系数 : 0 ~ 10% / (以25 为基准)

精度 :  $\pm 0.5\%$ FS ,  $\pm 0.3$

通讯接口 : RS232双向通讯

电源 : AC220V  $\pm 22$ V , 50Hz  $\pm 1$ Hz , 外置电源

工作条件 : 环境温度0 ~ 60 , 相对湿度 90

掉电保存 : > 5年

时钟精度 :  $\pm 1$ 分钟/月

尺寸、重量202x202x68mm,1.0Kg

标准配置 : DDS-601二次表一台 , HT10电源一个 , CP-1.0的电导电极一支 , T22温度电极一支 , 电极支架一套。

联系方式 :

长沙优测仪器有限公司

联系人 : 罗小姐13787219935 , 0731-88592298

QQ1211298488

欢迎您的来电！