

N-双(2-羟乙基)氨基-2-羟基丙磺酸

产品名称	N-双(2-羟乙基)氨基-2-羟基丙磺酸
公司名称	上海江莱生物科技有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:进口/国产
公司地址	上海市杨浦区黄兴路217号
联系电话	021-60899955

产品详情

产品名称：CAS:68399-80-4,3-[N,N-双(2-羟乙基)氨基-2-羟基丙磺酸,3-双(2-羟乙基)氨基-2-羟基丙磺酸,3-[N,N-二(羟乙基)氨基]-2-羟基丙磺酸,DIPSO

纯度：高纯，98%

包装：25克(可根据客户要求定制)

CAS：68399-80-4

CAS:68399-80-4,3-[N,N-双(2-羟乙基)氨基-2-羟基丙磺酸,3-双(2-羟乙基)氨基-2-羟基丙磺酸,3-[N,N-二(羟乙基)氨基]-2-羟基丙磺酸,DIPSO

本公司免费技术支持，由专业的技术人员和销售人员，科研用户提供全面的技术支持和完善的售前、售中、售后服务。产品品质优良，受到广大科研工作者的一致肯定和赞许。质量品牌保证，价格公正，倾力为国内国外生命科学研究人员提供一流的产品。欢迎来电咨询！

本月优惠促销【CAS:68399-80-4,3-[N,N-双(2-羟乙基)氨基-2-羟基丙磺酸,3-双(2-羟乙基)氨基-2-羟基丙磺酸,3-[N,N-二(羟乙基)氨基]-2-羟基丙磺酸,DIPSO】等产品：

CAS:63503-60-6,3-氯苯硼酸 359000010

CAS:35386-24-4,1-(2-甲氧基苯基)哌嗪 126040050

CAS:207300-90-1,庚烷磺酸钠一水合物 411270250

CAS:4249-10-9,1,2,3,4-四甲基-1,3-环戊二烯 348070050

CAS:29450-45-1 , MCPA 2-ethylhexyl ester 1mL 100 μ g/mL in Methanol Room temperature P-1082S

2-乙氧基-5-氟-4-嘧啶酮 , 56177-80-1 , >98.0%(GC) , 25G| E0684-25G

3-羟基-2-甲基苯甲酸 , 603-80-5 , >98.0%(T) , 5G| H0885-5G

CAS:501-36-0 ,RESVERATROL FOOD GRADE(FG) ASB-00018089-101

CAS:134521-16-7 , Bis(4-cyanophenyl)methanol 10mg

CAS:79-09-4,丙酸 220130010

3-epi-25-Hydroxy Vitamin D2-d6 5mg No special requirement

-D-半乳糖醛酸水合物 , 91510-62-2 , >95.0%(T) , 25G| G0010-25G

CAS:116422-39-0,(S)-(+)-2-甲氧基丙醇 331850100

CAS:112-92-5,正十八烷醇/硬脂醇 129300025

CAS:7755-01-3 ,PROTOPANAXADIOL(RG) ASB-00016321-001

CAS:598-02-7,磷酸二乙酯 342040050

CAS:67-51-6,3,5-二甲基吡唑 116701000

CAS:8002-43-5 ,LECITHIN(SOY)(RG) ASB-00012110-025

1-(间甲苯基)哌嗪 , 41186-03-2 , >95.0%(GC) , 25G| T2260-25G

CAS:149-30-4,2-巯基苯并噻唑 125450010

CAS:4795-29-3,2-(胺甲基)四氢呋喃 157820050

4-氨基苯甲酸丁酯 , 94-25-7 , >99.0%(GC)(T) , 500G| A0270-500G

CAS:111479-05-1 , 恶草酸 1mL 100 μ g/mL in Methanol Room temperature P-908S

丙酸异戊酯 , 105-68-0 , >98.0%(GC) , 25G| I0677-25G国内危险化学品编码 : 33597

CAS:7240-90-6,5-溴-4-氯-3-吡啶基-B-D-半乳糖甘(X-gal) 227771000

窗口界定标准品混合 1mL 纯度 : 20 ng/ μ L in Toluene Room temperature D-WD

3-甲基-2-己酮 , 2550-21-2 , >98.0%(GC) , 10ML| M0234-10ML

CAS:24973-59-9,2,4,6-三叔丁基亚硝基苯 207980010

CAS:7782-68-5,碘酸 206450010

CAS:2767-84-2 ,CAMPHORQUINONE, -S-(+)-(RG) ASB-00003081-001

CAS:, 390811000

Naltrexone 2,3,4-Tri-O-acetyl-O- -D-glucuronic Acid Methyl Ester 10mg No special requirement

CAS:20312-36-1,L-(-)-3-苯基乳酸 150920250

CAS:622-26-4,4-哌啶乙醇 263650100

CAS:872-31-1,3-溴噻吩 147801000

CAS:109-70-6,1-溴-3-氯丙烷 106860010

CAS:,Oregon Grape (Mahonia aquifolium) Aerial Parts Extract #6 BXL(REQUEST QUOTE) ASB-00060436-001

CAS:3970-62-5,2,2-二甲基-3-戊醇 116510050

DL-2-苯丙酸 , 492-37-5 , >98.0%(GC)(T) , 5G| P0699-5G

1-萘磺酰氯 , 85-46-1 , >98.0%(T) , 25G| N0017-25G

CAS:2491-17-0,1-环己基-2-吗啉乙基碳二亚胺对甲苯磺酸盐 111360250

CAS:539-17-3,N,N-二甲基-4,4'-偶氮二苯胺 209200500

CAS:94-53-1,胡椒基酸 131370050

CAS:52788-53-1,五水合硝酸钆 202800100

CAS:8007-11-2 ,OIL, ORIGANUM(RG) ASB-00015210-001

CAS:1934-21-0,酒石黄/柠檬黄 191895000

CAS:98-94-2,N,N-二甲基环己胺 408250025

CAS:544-10-5 , 3-氯己烷 1mL 2.0 mg/mL in MeOH Room temperature M-8010R-1-04-10X

CAS:80-54-6 , 2-(4-叔丁基苄基)丙醛 工业级别 1mL 1000 μ g/mL in Acetonitrile Store at 2-8 ALR-017S-CN-10X

CAS:,Epimedium (Epimedium spp) Leaf BRM ASB-00030230-005

CAS:6976-37-0,双(2-羟乙基)胺三(羟甲基)甲烷/BIS-TRIS 327725000

CAS:10035-04-8,二水合氯化钙 123350025

CAS:25322-68-3,聚乙二醇 178580050

乙基三苯基溴化磷 , 1530-32-1 , >98.0%(LC)(T) , 500G| E0382-500G

内标 1mL 纯度 : 75 μ g/mL in Hexane:Toluene (1:1) Room temperature M-680-IS

间甲基苯甲酸甲酯, 99-36-5, >98.0%(GC), 500ML| T1258-500ML

CAS:623-27-8,对苯二甲醛 137895000

CAS:19406-51-0, 4-氨基-2,6-二硝基甲苯 1mL 1000 μg/mL in MeOH:AcCN (1:1) Store at 2-8 M-8330-14

2-氯-4-硝基苯酚, 619-08-9, >98.0%(GC)(T), 500G| C0227-500G

CAS:10544-63-5,巴豆酸乙酯 409860050

邻苯二酚, 120-80-9, >99.0%(GC), 500G| P0317-500G国内危险化学品编码: 61725

CAS:3615-37-0, FUCOSE, D-(+)-(RG) ASB-00006285-100

丙烯酸甲酯(含稳定剂MEHQ), 96-33-3, >99.0%(GC), 25ML| A0145-25ML国内危险化学品编码: 32146

水杨酸对甲苯酯, 607-88-5, 25G| S0018-25G

CAS:36635-61-7,对甲苯磺酰异氰酸酯 182451000

CAS:69782-91-8, 2,3,3',4',5,5',6-七氯联苯 1mL 100 μg/mL in Isooctane Room temperature C-193S-TP

CAS:2706-56-1,2-氨基吡啶 103690100

2-氟-7,7,8,8-四氰基醌二甲烷, 69857-37-0, >98.0%(N), 100MG| F0509-100MG

CAS:106-95-6,烯丙基溴 102900100

1-(三异丙基硅基)吡咯, 87630-35-1, >96.0%(GC), 25ML| T1677-25ML

校验标样 3 2x500mL 纯度: - Room temperature TELE-CHK3-ASL-5-SET

公司在保证质量的同时,以价格优、到货快、服务周到,致力于各种医药中间体、生物试剂、抗体、ELISA试剂盒、培养基等优质试剂产品的研发、销售。售前、售中、售后免费技术指导,质量保证,可放心购买【CAS:68399-80-4,3-[N,N-双(2-羟乙基)氨基]-2-羟基丙磺酸,3-双(2-羟乙基)氨基-2-羟基丙磺酸,3-[N,N-二(羟乙基)氨基]-2-羟基丙磺酸,DIPSO】等产品。