



8.中文软件：贴近实验室的中文软件，操作起来更加得心应手。

9.病人信息输入：方便灵活的病人信息输入，并可与院内lis系统连接。

\*10.????????RS232?RS485?

11.可同时输入相关生化项目打印综合报告单。

12.测试项目：高切全血粘度、中切全血粘度、低切全血粘度、血浆粘度、高切还原粘度、中切还原粘度、低切还原粘度、红细胞聚集指数、红细胞变形指数、刚性指数、血沉、血沉方程K值、压积、卡松粘度、屈服应力、红细胞计数、血红蛋白及红细胞电泳时间参数；同时可输入血脂、血糖等相关生化值进行综合诊断分析。

\*13.?????64

\*14.????:??? 15.??????1/S?200/S

16.全血粘度重复性：<1%

血浆粘度重复性：<1%

17.标本用量：<1ml

\*18.?????>90??/? ????>160??/?

19.温度控制：37 ± 0.5

检验科设备生产，批发：全自动生化分析仪，全自动血液分析仪，全自动血流变分析仪，全自动血沉压积仪，全自动电解质分析仪，血凝仪，特定蛋白仪，医用离心机，糖化血红蛋白仪，脱帽离心机，恒温水浴箱，血气电解质分析仪，尿液分析仪，心电图机，监护仪，母婴监护仪，生化专用纯水机，奥林巴

斯显微镜，颈颅多普勒，微量元素分析仪，微量振荡器，生化试剂，血球试剂，检验耗材，韩国进口骨密度，精子质量分析仪，脑电地形图，西门子化学发光，幽门螺旋杆菌，胎心多普勒妇科：产后康复治疗仪，盆腔治疗仪，红光治疗仪，综合治疗仪，电子阴道镜，LEEP刀，妇科冲洗器，妇科臭氧治疗仪，微米光治疗仪

联系人：彭金业

联系电话：13355262603,18265881402

QQ:2430827027

微信：13355262603