

# 甲醇检测管,气体检测管,甲醇气体检测管,甲醇快速检测管

产品名称	甲醇检测管,气体检测管,甲醇气体检测管,甲醇快速检测管
公司名称	上海化科实验器材有限公司
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海化科 型号:200-6000ppm
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路775弄15号
联系电话	86-02167652117

## 产品详情

甲醇气体检测管

代码	测量范围mg/m3,%	包装	单位
规格1	200-6000 ppm	20支/盒	盒

上海化科：甲醇检测管，气体检测管，甲醇气体检测管，甲醇快速检测管。

甲醇气体检测管，突发事件快速检测，实验室气体种类定性。

1.1真空式采样器（100ml）

1.2检测管

2.检测方法

2.1检查真空采样器手柄是否在零位，手柄采样标志红点是否对准采样器筒体采样标志线。如否，恢复零位，并将手柄采样标志红点对准采样器筒体采样标志线。

2.2测定前将气体检测管封口插入采样器前端侧面圆孔，依次撇断检测管出气端、进气端封头。检查封头开放情况，应开放，否则重新撇断。

2.3将气体检测管出气端插在采样器进气口上,塞紧。

2.4将测定管进气口接待测空气，将采样器手柄拉至第2档位，前后拉1次，观察秒表，控制进气时间为2~3分钟（0.6~0.9mm/秒），共采样100ml。

2.5待检测管中指示剂变色（兰色 白色）终止，取下检测管，从白色柱所到刻度，读出臭氧浓度。

2.6将真空采样器手柄恢复零位。

### 3. 使用时注意事项

3.1臭氧气体检测管应在阴暗处保存。使用前检查指示剂颜色，应为兰色，如变色，不得使用。

3.2操作人员使用前应练习控制进气速度（2~3分钟，手柄速度0.6~0.9mm/秒），保证检测结果的可靠。

3.3采样时采样人员应戴防毒面罩，防止中毒。

上海化科--实验室器材订购商城！

公司网站：[www.shhk.com.cn](http://www.shhk.com.cn)

订单邮箱：[sales@shhk.com.cn](mailto:sales@shhk.com.cn)（推荐）

咨询电话：021-67652117 57602161

qq 在线：1152028600

产品地址：[http://www.shhk.com.cn/product\\_detail-1325.aspx](http://www.shhk.com.cn/product_detail-1325.aspx)

本产品的加工定制是是，品牌是上海化科，型号是200-6000ppm，测量范围是200-6000ppm