

EDI电渗析纯化水设备 生物制药反渗透水处理设备

产品名称	EDI电渗析纯化水设备 生物制药反渗透水处理设备
公司名称	新乡市名启水处理设备有限公司
价格	8600.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:MQ-1 品牌:名启
公司地址	河南省新乡市卫辉市南站西1000米
联系电话	15837335663

产品详情

反渗透纯水设备一般工艺流程图：

原水箱 原水泵 石英砂过滤器 活性炭吸附器 精密过滤器 单级高压泵 单级反渗透装置 中间水箱 二级高压泵 二级反渗透 杀菌器 净水箱 用水点 其中石英砂过滤器，活性炭吸附器，以及精密过滤器是作为反渗透膜的预处理，防止进水的杂质堵塞膜元件，使膜的出水水质和水量发生影响，如果原水硬度比较，可以在精密过滤器前加软水器或阻垢剂，防止膜上结垢，进而影响出水;如果原水的悬浮物以及细小颗粒比较多，建议在石英砂前加絮凝剂，把细小的颗粒絮凝成大的颗粒，然后通过石英砂活性炭过滤掉，如单级反渗透出水一般呈碱性，可以加酸进行调节。反渗透再生操作要点。

纯水设备清洗再生，作为预处理的石英砂和活性炭过滤器主要是调节阀门，运行的时候是上进下去，反洗再生是调节4个阀门，使水下进上去，污水通过排污阀门排掉，一般情况石英砂2年更换一次，活性炭1年更换一次。作为关键设备超滤设备，主要是装有3%的柠檬酸或草酸盐箱，通过增压泵打到精密过滤器过滤器，然后打入反渗透膜，清洗后从出水口循环到药箱，循环清洗30分钟后，在净水冲洗15分钟，直到清洗剂冲洗干净。说明：如果反渗透膜污染严重，则需要对反渗透膜进行浸泡，一般浸泡时间1小时以上，并且控制清洗泵阀门，以较低的流量运行。反渗透一般2-3年更换一次。反渗透纯水设备优势