

人体成分分析仪 人体成分分析仪器 人体成分测量仪 人体成分仪

产品名称	人体成分分析仪 人体成分分析仪器 人体成分测量仪 人体成分仪
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	52000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:BOEN 型号:23688
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

产品详情

主要功能: 专业测试仪主机测量的各项健康指数通过电缆输入到电脑，由减肥健康咨询管理软件进行分析。根据不同年龄层次进行细化，将年龄影响因素亦考虑在内，令测量结果更趋准确。

记录客户档案；* 记录及统计客户测试结果；* 分析测试数据，图形方式直观表示身体健康情况；* 制定新的饮食方案；* 制定运动计划；* 预期体重、身体结果；* 对比同一客户的身体状况的改善；* 统计分析所有客户的测试结果。3、使用对象1、减肥健身中心2、美容院3、医院4、研究机构5、有关专业的单位6、健身房7、学校

技术参数：

测试方法：直接节段多频率生物电阻抗测试法（dsm-mia法）测试部位：阻抗（z）通过2个不同的频率（20khz，100khz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行10个电阻测量电极方法：采用8个电极接触点人体成分计算方法：不使用经验值估算输出值：身体水分总量、蛋白质、无机盐、人体脂肪含量、骨骼肌 去脂体重、体重 bmi、体脂百分数、腰臀脂肪比（whr） 营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪） 目标体重、重量控制、脂肪控制、肌肉控制、健康评估、基础代谢 运动处方（每项运动所消耗的能量） 建议每日卡路里的摄入量 每个节段和频率的电阻抗 营养评价（需中文软件支持） 身体形态分析（需中文软件支持） 代谢行为分析（需中文软件支持） 脂肪消耗分析（需中文软件支持） 历史数据对比分析（需中文软件支持） 营养处方（需中文软件支持） 运动处方（需中文软件支持） 心率、收缩压、舒张压（需另购配件） 身高（需另购配件）

额定电流：330ua参考标准：中国人标准（多人种标准可供选择）操作语言：英语及多种语言选择所获认证：美国fda认证适配器：输入电源 ac100-240v，50 / 60hz，1.2a 输出电源 dc 12v，3.5a 显示屏幕：320 × 240 stn液晶屏输入界面：触摸屏外部接口：ieee1284（25针接口，pcl3或以上），usb兼容打印机：

激光 / 喷墨打印机 (指定的打印机型号) 仪器尺寸: 505(w) × 780(l) × 1035(h)mm 仪器重量: 26kg 测试时间: 35秒 操作环境: 10 ~ 40 (50 ~ 104) , 30 ~ 80%rh , 500 ~ 1060hpa 保存环境: 0 ~ 40 (32 ~ 104) , 30 ~ 80%rh , 500 ~ 1060hpa 测试体重范围: 10 ~ 250kg 测试年龄范围: 6 ~ 99岁 测试身高范围: 110 ~ 220cm 外接扩展项目: 血压计 超声自动身高测试仪

想要了解更多公司和产品信息: 1、请拨打客服热线400-088-6962 021-61843682, 进行产品咨询。 2、请浏览伯恩供应(www.fairborn.com.cn), 为您提供工业品, 仪器仪表的一站式采购。

本产品的加工定制是否, 品牌是BOEN, 型号是23688, 测量范围是身体水分总量、蛋白质、无机盐、人体脂肪含量、骨骼肌去脂体重、体重BMI、体脂百分数、腰臀脂肪比 (, 测量精度是0.01, 分辨率是0.01%, 电源电压是220, 用途是医院减肥健身中心健身房学校养老院美容院专业研究机构