

# 微量水分分析仪器-供应微量水分仪-生产微量水分测定仪(图)

产品名称	微量水分分析仪器-供应微量水分仪-生产微量水分测定仪(图)
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:青岛拓科 型号:ZTWS-2000
公司地址	青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301
联系电话	0532-87728957 13964834259

## 产品详情

微量水分分析仪器-供应微量水分仪-生产微量水分测定仪

山东高精度微量水分测定仪，精度2微克 ztws-2000

ztws2000微量水分测定仪技术参数

电源电压	220 ± 15% ( v )	环境温度	-5-40 ( )
精度	± 2ug	测量范围	1ug--100mg 1ppm-100%
类型	卡尔菲休库仑法水分测定仪	型号	ztws2000

仪器特点：

ztws2000微量水分测定仪

- 1.采用最新的arm9处理器自动控制。
- 2.全中文交互式菜单。
- 3.5.7寸320\*240大屏幕液晶显示。

- 4.仪器故障自诊断，直观提醒用户。
- 5.内置5种用户常用的含水量计算公式，真正实现自动化。
- 6.自动打印，带大容量历史记录存储功能。
- 7.大电流本底补偿测试精度高、量程宽，可靠性高。
- 8.自动记忆电解液的状态，实时测试空白电流并精确扣除，提高了仪器的测试精度。显示含水量即为样品真实含水量。
- 9.具有提醒更换已失效试剂功能
- 10.用户可根据不同分析要求，对分析速度方面自由选择，测试结果更精确。

方法原理：卡尔 - 费休库仑法适用标准：gb5074《焦化产品水分含量的微库仑测定方法》gb6023《工业用丁二烯中微量水的测定 卡尔·费休法》gb6283《化工产品水分含量的测定 卡尔·费休法》gb7600《运行中变压器油水分含量测定法（库仑法）》

详细技术参数：

滴定方式：电量滴定法

电解电流：0-400ma

显示：320\*240大屏幕液晶显示屏

测定范围：1  $\mu$ g-100mg

灵敏度：0.1  $\mu$ g

准确度：3  $\mu$ g-500  $\mu$ g  $\pm$  2  $\mu$ g 500  $\mu$ g以上为0.2%（不含进样误差）

打印：配有高效低噪行式热敏打印机

计算：含量计算、统计计算、多种公式选择

自检：仪器故障自诊断

可存储带样品编号及时间标记的记录200条，可以供用户查询、打印。

电源：ac220v  $\pm$  10%

频率：50hz  $\pm$  5%

青岛拓科仪器有限公司，是集研发、制造、销售、服务于一体的高科技企业。本公司以满足客户的多重需求为己任，以为客户创造价值为企业宗旨，竭诚为客户提供一体化产品解决方案及优质的服务。紧跟世界科技前沿，加强自主创新，精益求精，本公司将保持以科学求进步，以技术求发展的宗旨，为满足客户需求研制更好更优的产品。公司建造了一流全自动化流水线及电脑设计软件，并配置了大量高精密

的检测仪器设备，用于工程新产品的开发，其系列产品得到一致好评，产品远销世界各国。青岛拓科仪器有限公司立足于科技兴业，尊重人才，重用人才，充分发挥人才优势，现拥有一批经验丰富，成绩卓越的科技人员、管理人员。具有技术开发，产品生产，经营管理的雄厚实力，在遵循市场经济规律，重视新产品开发和市场开拓的前提下重视现代化企业管理，使公司前景蒸蒸日上。展望未来，在新的世纪，面对新的机遇，新的挑战，公司将今天作为新的起点，一方面加深对市场的了解，紧贴国际市场潮流使产品不断推陈出新。另一方面加强高新技术的开发和研究，完善企业管理机制，令产品精益求精。公司自主产品:木材水分仪,粮食水分仪,烟草水分仪,棉花水分仪,纺织原料水分仪,饲料水分仪,卤素水分仪,化工原料水分仪,煤炭水分仪,土壤水分仪,筒子纱水分检测仪,牧草水分仪,超声波测厚仪,钢板测厚仪等...

本产品的加工定制是是，品牌是青岛拓科，型号是ZTWS-2000，类型是卡尔费休水分仪，测量范围是1ug-100mg，准确度是0.3%，环境温度是60（ ），电源电压是220V（V）